

# 洁净工作台定制 莱特仪器

产品名称	洁净工作台定制 莱特仪器
公司名称	莱特（南通）科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市通州区金新街道正场村31组
联系电话	13071222380

## 产品详情

超净工作台操作使用前的准备工作

- 1、开启超净工作台风机，净化台内环境，打开工作灯达到工作照度。
- 2、检查超净工台中准备的各种灭菌饲养和实验物品是否齐全，若需更换笼盒；检查灭菌笼盒准备情况，并用不锈钢推车移至超净台移门边。
- 3、检查喷雾器喷洒效果及超净台内外擦抹用的药液是否已配置好。
- 4、打开0房间内排风系统，洁净工作台定制，排除打开笼盒时逸出的有味气体。
- 5、检查IVC机组各种表头指针及目视各笼盒内的动物情况，估测IVC运行情况。
- 6、记录影响实验动物繁殖、生长、发育的主要环境参数，如温度、相对湿度、日温差、笼盒内外压差等。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

超净工作台上的紫外灯是其重要的组成部件，也是杀菌的重要工具，因此为了保证实验的顺利进行，每次在使用超净工作台时，实验人员应该要想开启超净工作台上的紫外灯，并保证紫外照射20分钟，方可

进行下一步的操作。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

原则：屏障系统内的超净工作台只能用于建立动物模型的手术、转基因小鼠的日常操作。

使用管理：

- （1）每次使用超净工作台时，实验人员应先开启超净工作台上的紫外灯，紫外照射 20 分钟后使用。
- （2）开启超净工作台工作电源，关闭紫外灯，并用 75% 的酒精或 0.5% 过氧乙酸喷洒擦拭消毒工作台面。
- （3）整个实验过程中，实验人员应按照无菌操作规程操作。
- （4）实验结束后，用消毒液擦拭工作台面，关闭工作电源，重新开启紫外灯照射 15 分钟。
- （5）如遇机组发生故障，应立即通知动物实验室，由专业人员检修合格后继续使用。
- （6）实验人员应注意保持室内整洁。
- （7）超净工作台的滤材每 2 年更换一次，并作好更换记录。

洁净工作台定制-莱特仪器(推荐商家)由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有限公司（[www.layte.com.cn](http://www.layte.com.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南通的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领莱特仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！