

超净工作台 工作台 南通莱特仪器公司

产品名称	超净工作台 工作台 南通莱特仪器公司
公司名称	莱特（南通）科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市通州区金新街道正场村31组
联系电话	13071222380

产品详情

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，定制超净工作台，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

在使用净化工作台时，要打开紫外线的杀菌灯对其进行三十分钟的杀菌处理，净化工作台，从而让工作区的微生物快速清除，在关闭杀菌灯的时候，要马上启到送风机。如果是刚刚购买，还没有使用的净化工作台，可以采用药物杀菌的方式，工作台，对它进行全方面清洁。

第二，在洁净工作台上，不能放置工作以外的物品，以此来确保洁净气流不受到影响。

第三，每隔两个月，采用热球式电风速计测量工作区的风速是否达到参数，保证工作台一直处于的状态。

第四，对于工作区上方压差表的指示要时刻注意，当指针进入红色的区域时，要马上提高风机电压。

第五，每隔三到六个月，把过滤器的滤布给拆下来进行清洗，做到一个星期对超净工作台周围环境进行杀菌处理。

第六，当需要更换空气过滤器的时候，首先把机箱后盖给打开，然后按照过滤器的箭头进行更换，超净工作台，在更换完毕后，如果四周有漏风的地方，要用硅橡胶进行密封。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品

超净工作台常见故障及维修方法

总电源开关合不上，自动跳闸事故

原因：风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路；

解决办法：调整风机风轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱等一系列产品。

超净工作台正确使用步骤及超净工作台在使用前的检查

- （1）超净工作台接通超净工作台的电源；
- （2）超净工作台风机是否能够正常运转；
- （3）超净工作台检查照明及紫外设备能否正常运行；
- （4）超净工作台灭菌前应将台面收拾干净，净化工作区内严禁存放不必要的物品。

超净工作台-工作台-南通莱特仪器公司由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有限公司（www.layte.com.cn）为客户提供“超净工作台,生物安全柜,鼓风干燥箱等”等业务，公司拥有“莱特”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在江苏南通有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：季总。