

亨达超声非凡卓越 口服液瓶洗瓶机 洗瓶机

产品名称	亨达超声非凡卓越 口服液瓶洗瓶机 洗瓶机
公司名称	济宁亨达超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市唐口镇后王村马房屯马河路6号
联系电话	18605477272

产品详情

洗瓶机

隧道式超声波洗瓶机产品概述

HDZP-II隧道式超声波洗瓶机适用于西林瓶、安瓿瓶、口服液易拉瓶的清洗，也可供其它的玻璃器具及机械零件的清洗。本机利用目前国内zhuixin进的超声波技术进行超声波清洗，避免了一般机械渗油之弊病。其结构简单，而功效超过一般洗瓶机。采用变频调速，生产能力可在额事实上范围内任意调节，符合“GMP”要求。

隧道式超声波洗瓶机技术参数

生产能力：8-12万支

传动速度：0.1-0.6m/min

超声波功率：2-4Kw

加热功率：15-20KW

加热水温：55 ° c-60 ° c

电源：380V(三相四线制)

参考尺寸：4800*950*1750mm

同类产品推荐：口服液瓶超声波洗瓶机

洗瓶机

西林瓶瓶外洗超声波洗瓶机zui后西林瓶输送到吹干处进行吹干，安瓿瓶洗瓶机，吹干工序采用高压风机，高压喷嘴采用刀式喷嘴两侧吹干，可瞬间吹干。吹干工序完成后，西林瓶达到清洁要求，洗瓶机，延输送带传送到出瓶处。每条轨道的喷淋与吹干工位外侧采用U型有机玻璃罩隔离，防止喷淋或吹干工作时水珠飞溅，小型塑料瓶洗瓶机，造成二次污染。喷淋与吹干工位之间采用不锈钢隔离隔离。防止喷淋时的水珠溅到吹干瓶上。

西林瓶瓶外洗超声波洗瓶机技术参数

适用范围：7-20ml西林瓶

生产能力：100-300支/分钟(2条轨道)

破损率： 0.2%

纯水压力：0.25Mpa

空气压力： 0.15Mpa

超声波功率：3KW

工作电压： 380V 50Hz（三相四线制）

外型尺寸： 3300 × 1000 × 1750mm

西林瓶超声波洗瓶机验证时需检验哪些方面?济宁亨达超声设备有限公司根据多年的检验总结出以下几点，供您参考！

一、西林瓶超声波洗瓶机控制系统实验

试验方法：

- 1.按操作说明书启动机器；
- 2.操作各控制按钮，口服液瓶洗瓶机，包括“主电源开关”、“主电机开关”、“进瓶转盘”“急停按钮”和“点动按钮”；
- 3.设定洗瓶速度参数：65瓶/min；
- 4.模拟缺水（即关闭注she用水阀门）、缺压缩空气、缺瓶和烘箱堆瓶情况，检查机器的工作。

试验结果：

- 1.操作各功能按钮，机器是否产生相应的动作：

主电源开关；主电机开关；进瓶转盘；急停按钮；点动按钮；

- 2.能够按照设定的参数运行；

3.发生以下异常情况时，西林瓶超声波洗瓶机能否自动停机并显示报警内容：

缺水用水，机器自动停机并显示报警；

缺压缩空气，机器自动停机并显示报警；

缺瓶，机器自动停机并显示报警；

烘箱堆瓶，机器自动停机并显示报警。

亨达超声非凡卓越(图)-口服液瓶洗瓶机-洗瓶机由济宁亨达超声设备有限公司提供。济宁亨达超声设备有限公司（www.jnhenglida.com）为客户提供“灌轧机,分装机,轧盖机,胶塞清洗机”等业务，公司拥有“亨达超声”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：史桂军。同时本公司（www.jnhengdacs.com）还是从事灌装机，全自动口服液灌装机，灌轧机的厂家，欢迎来电咨询。