

GE超声探头 一古医疗诚信企业 GE超声探头维修及销售

产品名称	GE超声探头 一古医疗诚信企业 GE超声探头维修及销售
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

产品详情

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：S4-1，S5-1，S5-2，S6-2mpt，S8-3，s12 21280A，s12，S12-4，T6207 (21381A) Mini-Multi TEE，V6-2 3D 4D，V7-3 4D，V8-4 3D 4D，V9-4v 4D，现货销售全新原装GE超声探头，GE：GE 5C，GE 5S，GE 5S-RS，GE 7L，GE 7S，GE 7S-RS，GE 8C，GE 4C-D，GE 8C-RS，GE 8L-RS，GE 9L，GE 9L-D，GE 9L-RS，Siemens 3V2c，Siemens 4C1，Siemens 4V1，Siemens4V1c，GE超声探头故障维修，Siemens 6C2，Siemens 6L3等产品型号，优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

一古医疗设备----超声探头维修

先外后内:有些故障是人为造成的，不是机器本身有故障，所以应先检查操作者是否按正常操作程序进行的再检查各开关和旋钮位置是否正确或适当。有些故障通过面板上的旋钮或控制键便能判断故障的大致位置。先电源后负载:打开机盖，接通电源后，首先测量电源各组输出电压是否正常，只有电源输出电压正常，才能再考虑其他问题。相当数量的故障都是由于电源电压不正常造成的。

一古医疗设备----超声探头销售

超声探头是超声机的重要核心部件，在使用过程中严禁敲打、跌落、碰撞。探头不用时应放入机器的探头保护盒中，保护盒中应保持干燥和清洁。使用合格的超声耦合剂，严禁含油或含其它化学溶剂成分。探头使用结束后须经清洁处理，探头表面可用软布浸水清洗，不可用硬纸等擦洗，否则易损坏探头的声透镜。使用适宜合格的消毒，不要腐蚀探头体。探头结构并非是水密的，一旦有液体浸入探头内部，有可能造成内部线材短路而损坏。所以，详细阅读说明书，使用超声探头时，都不允许任何液体浸没探头下方接缝线。

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：S4-1，S5-1
S5-2，S6-2mpt，S8-3，s12 21280A，s12，S12-4，T6207 (21381A) Mini-Multi TEE，V6-2 3D 4D，V7-3 4D，
V8-4 3D 4D，V9-4v 4D，GE：GE 5C，GE 5S，GE 5S-RS，GE 7L，GE 7S，GE 7S-RS，GE 8C，GE 4C-
D，GE 8C-RS，GE 8L-RS，GE 9L，GE 9L-D，GE 9L-RS，GE超声探头，Siemens 3V2c，Siemens
4C1，Siemens 4V1，GE超声探头维修及销售，Siemens4V1c，Siemens 6C2，Siemens 6L3等产品型号，
优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

一古医疗设备----超声探头维修

比如由于使用人员保存在机器内的图像较多，占用内存较大，使得计算机运行时内存不足，引起系统无法启动或运行时不稳定，应提醒使用人员及时将有价值图像及时刻盘或复制，并及时删除已保存图像，以释放内存，确保系统的正常运行。同时由于腹部超声配备有光驱、软驱及USB接口等，提醒使用科室不得随意往计算机内拷贝文件，以免使腹部超声感染病毒，危害操作系统的安全。

一古医疗设备----超声探头销售

- 1.要避免接触溶剂，否则探头会因接触溶剂开裂损坏，但可用酒精类的溶剂。切记不能用酮类擦拭。
- 2.保护透镜面。透镜面一旦损坏，耦合剂就容易进入探头内部，损坏压电晶片，因此使用中不允许用锋利物品刺透镜面。
3. 应使用无腐蚀性的耦合剂，使用的超声耦合剂对皮肤无刺激作用，非油性，因为不少探头的声透镜容易受到油性物的腐蚀而损坏。
- 4.如要浸泡消毒，请按照该厂家的说明书操作，否则探头内部的电路进水会导致失效，甚至会烧坏。

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：3D8-4 3D
4D，C5-1，C6-3，C9-5ec，L8-4，L9-3，L12-4，L12-5，L15-7io，L17-5，P6-3，S3-1 GE：ge3.5C，GE
3C-RS，GE 3S，GE 3SP，GE 3S-RS，GE 4C，GE 4C-A，GE 4C-D，GE 4D3CL 4D，GE 4DE7C 4D，GE 4V-
D 4D，SAMSUNG：p24ac-1等产品型号，优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

一古医疗设备----超声探头维修

透镜的故障主要是长期使用造成自然磨损、划痕、开裂、腐蚀、脱胶、起泡或外力碰撞造成的损坏。当操作人员不正常安装或拆卸探头和开关机时操作不当，还会造成电路板烧坏。声透镜的故障在声学上的表现为超声图像上有局部黑影，但是在黑影部位如果适当用力的话黑影会消失，用这种方法可以快速区分是声透镜的问题或是声头的问题。

一古医疗设备----超声探头销售

探头的维修经验小结：

- 1、维修是一个理论和实践相结合的过程。作为一名专业的维修工程技术人员，不仅要熟悉b超机的工作原理，还要熟悉探头的各个部件和作用，熟悉探头各个部件间的关系。不要被不同厂家、不同型号的探

头（甚至没有见过的探头）所吓倒，因为b超机的工作原理相通，各种探头的结构也相似。

GE超声探头-一古医疗诚信企业-GE超声探头维修及销售由广州一古医疗设备维修有限公司提供。GE超声探头-一古医疗诚信企业-GE超声探头维修及销售是广州一古医疗设备维修有限公司（www.yigu-medical.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄小姐。