

医院病床厂家A冀州医院病床厂家A医院病床厂家生产批发

产品名称	医院病床厂家A冀州医院病床厂家A医院病床厂家生产批发
公司名称	衡水力美科技有限公司
价格	513.00/套
规格参数	品牌:力美 型号:LM-013 产地:衡水、冀州
公司地址	衡水市冀州区金鸡大街
联系电话	03188881413 13165552885

产品详情

医院病床厂家@冀州医院病床厂家@医院病床厂家生产批发

医院病床厂家护理床一般都是动力床，分为电动或手动护理床，是根据病人的卧床生活习性和治疗需要，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床。如体重监测、起背就餐、定时翻身报警、预防褥疮、负压吸尿尿床报警、移动运输、休息、康复（被动运动、站立）、输液给药、相关提示等功能，能够预防病员坠床。

医院病床厂家的护理床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用可供生病的人、重度残疾人、老年人、健康人在住院或居家治疗康复休养时使用，大小形式多样。康复护理床增加了一套直线滑台和驱动控制系统，可对上下四肢做伸展被动运动。医院病床厂家护理床主要以实用简约为主。

医院病床厂家护理床使用方法：

1、体位调整：握紧头位控制把手，使气弹簧解除自锁，其活塞杆伸出，同时驱动头位床面缓缓升起，升到需要的角度时，松开手柄，床面即锁定在该位置；同样握紧手柄并向下施力则下降；大腿位床面的升降由大腿位摇柄控制；足位床面的升降由足位控制手柄控制，当握紧时，使拨销脱离定位孔，靠自重下降，到所需角度时，松开手柄则足位床面即锁定在该位置；协调运用控制把手和以及摇柄，可使病人获得从平卧到半卧、曲腿、平坐、端坐各种体位姿势。另外，病人在平卧状态下，若想侧卧，首先将一侧小床头拉出，翻下该侧护栏，一只手按下床面外侧的控制按钮，使侧位气弹簧解除自锁，其活塞杆伸出，同时驱动侧位床面缓缓升起，升到需要角度时，松开控制按钮床面即锁定在该位置，从而完成侧卧姿势。注：反向使用相同操作。

2、解便装置的使用：顺时针转动解便摇柄，便孔盖自动打开，同时便器载体沿横向自动送到病人臀下，

病人可进行大小便或清洗下部，逆时针转动解便手柄，则便孔盖关闭与床面保持齐平，同时便盆自动送到操作者一侧，以便护理人员拿走清洗，清洗的便盆放回便盆载体，以备下次使用。

3、护理床的护栏的使用横握侧护栏顶边，垂直向上提约20毫米，向下翻转180度，即可放下护栏，病人上床后，将护栏向上提翻转180度后，垂直按下即可完成侧护栏升起。注：足位护栏使用方法相同。

4、生活台面的使用：将生活台背面塑料件的开口对准侧护栏的上侧，压下即可。一手压住护栏，另一手向上抬生活台面，即可卸下。

5、输液吊架的使用：无论床面处于任何状态，均可使用输液架，使用输液架时，首先将两段输液架拧成一根，再将输液架下面弯钩，对准上面横管，同时将上面的钩头对准侧护栏上面管的圆孔压下即能使用，向上提输液吊架即拆下。

6、制动闸的使用：用脚或手下压动闸时为制动，上抬为松开。

7、安全带的使用：当患者使用本床或需改变体位状态时，必须系好安全带，（安全带的松紧度根据个体的不同适当调节），防止发生危险。

8、洗脚装置的操作：当足位床面水平时，调整大腿位摇柄，抬起大腿位床面，以防患者滑落；握紧足位控制手柄，把足位床面放到适当位置，翻下足位活动板，再摇动大腿位摇柄使足位活动板保持水平，放上水盆，即可洗脚。当洗完脚，取下水盆，把足位活动板，复位到原处。握紧足位控制手柄，向上提起足位床面到水平位置即可。