

液体加温仪 医用液体加温器

产品名称	液体加温仪 医用液体加温器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	品牌:福意联液体加温箱 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

液体加温仪 医用液体加温器公司说明:

福意联与知名科研院所建立友好合作关系,以求共同进步,持续发展公司所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、医疗、商检、*、农业、食品、等的。精湛的工艺,优良的客户售后,让福意联实验室和医疗设备新和完善产品的代名词,并赢得了客户的衷心信赖和优良,成为该域的供应商之一。

=====

=液体加温仪 医用液体加温器产品用途:

根据医疗市场不同性质的客户需求和发。出多款加温设备。可用于:透析液、甘露醇冲洗液、膀胱冲洗液、医用盐水等37 加温。产品分为小型、中型、大型三个系列。结构分为:嵌入式和非嵌入式两个系列。优良上满足了医疗机构对于医用液体保温的各项需求。已销售到优良各地各大省级3甲医用、及各大一线城市医用及家庭个人使用等等。

=====

=

液体加温仪 医用液体加温器产品参数:

【产品型号】 FYL-YS-280L 【容 积】 280L

【温度范围】2~48（温度每度可调）【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1445mm【商品重量】73kg
【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙1把

液体加温仪 医用液体加温器使用：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

液体加温仪 医用液体加温器相关:加温液体和脑科手术粘帖巾联合运用在胆道镜辅助取石术中预防术中低体温的效果。方法选择胆结石手术患者54例,观察组27例,在手术过程中的静脉输入液体及术区冲洗液预加温37℃,用脑科手术粘帖巾粘帖于术区进行保温;对照组27例,静脉输入液体及术区冲洗液均为室温,用普通手术粘帖巾粘帖于术区,比较两组患者手术情况,评价加温液体和脑科手术粘帖巾联合运用的临床效果。结果观察组患者体温在术中1 h、术中2 h、术毕、术后10 min时更接近正常,而心率更快,血压及血糖更高,与对照组相比有差异(P<0.05);同时观察组患者术中失血量少、术后麻醉苏醒时间短及寒战发生率低,与对照组比较差异有高度统计学意义(P<0.01)。结论胆道镜辅助取石的患者术中加温液体和脑科手术粘帖巾的应用,尽可能地避免术中体温下降所致相关并发症的发生,减少术中体温下降对患者的不良影响,促进手术患者安全顺利渡过手术恢复期。

勤发发