

菌株冰箱（双锁）

产品名称	菌株冰箱（双锁）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	容量:50-1028升 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

菌株冰箱（双锁）相关:

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物，还有一些超市等冷藏食品，而实验室冷柜相比较而言更具有性，实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物冰箱、食品工业、生物冰箱工程、生物冰箱医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、域。在使用过程中我们要注意那些方面呢？

实验室冷柜的六大使用须知 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

菌株冰箱（双锁）公司说明:

福意联公司凭着优良的产量和诚信的经营售后，赢得了广大客户的好评。客户遍布优良各地。产品广泛适用于实验室、医疗、科研机构等单位。并可根据用户的特殊情况，为用户设计产品。

=====

=菌株冰箱（双锁）产品用途:

存储试剂、制药、生物冰箱或其他常用实验室物料。不同型号提供不同的柜体大小，满足各种对空间需求和存储容量的要求。

=====

=

菌株冰箱（双锁）产品参数:

1.产品型号：FYL-YS-100L2.门体设计：真空钢化玻璃门3.输入电压：AC220V 4.制冷功率：85W5.加热功率：120W6.恒定温度：4-38（每度可调可控）7.净重：22kg8.容积：100L9.外形尺寸：480x490x840mm10.内径尺寸：400x350x730mm11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示12.门锁配置：双安全锁13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。14.高优良性：控温精度高。15.无噪音设计：优良的无氟压缩机制冷制热。16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh17.安全工质，无污染。18.人本设计：操作方便，美观大方。19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。菌株冰箱（双锁）产品特点:

1.优良微电脑控制，风冷系统，确保箱内温度恒定在2 ~8 范围内；2.高低温报警、传感器故障报警；3.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；4.宽电压带，适合电压不稳定地区；5.适合环境温度10 ~-32，湿度60%以下地区使用6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境8.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。9.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和；内壁为优良不锈钢。

勤发发