

医院病床厂家A焦阳医院病床厂家A医院病床厂家专用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 医院病床厂家A焦阳医院病床厂家A医院病床厂家专用 |
| 公司名称 | 衡水布莱迪商贸有限公司 |
| 价格 | 413.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:力美 型号:LM-13 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区魏屯镇常宜子村南 |
| 联系电话 | 15369866189 15127861434 |

产品详情

医院病床厂家A焦阳医院病床厂家A医院病床厂家专用

医院病床一般指护理床，是根据病人的需要和卧床生活习性，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，

国内医院病床的生产厂家很多，大多集中在北京，河北，广东，江苏等地。

根据动力分类：电动护理床：价格较高，适合病人自己控制不需他人帮助。

手动护理床：价格适中，需要有人简单护理陪护，床体可翻折数

两折:可以实现长坐位功能,

三折:可以实现端坐功能可以当轮椅使用方便病人自我移动,四折:可以实现坐椅子一样的舒适体位,带侧翻:可以实现医院病床侧翻功能避免褥疮的生成,根据材质的不同可分为:全不锈钢、碳钢、ABS的、木质的、喷塑、特殊功能家居床(设计成家居环境)多功能床(带洗头洗脚功能)翻折后可当轮椅使用的手摇式自动输送便器尿湿报警器,电动遥控装置线控装置.

医院病床尺寸来说，一般都是长1米，宽2米，另外不同科室和功能的产品长宽也不一样。

医院里用的那种护理床，大多数护理床的宽度在80--90Cm，长度在180--210Cm，高度在40--50Cm之间，有一些能够翻身的床，还有一些电动的床要宽一点，有100Cm左右的。很多医院急诊的床要稍微窄一点，在70Cm左右。基本上床头和床尾都是可以拆卸的。

国家对于医院专用病床的相关规定：

餐桌为30cm宽可伸缩塑料餐桌，结实耐劳。

背部折起度：0-75°，腿部折起角度：0-90°

外形尺寸：2000×900×550mm(长×宽×床面高)。

便形尺寸：225×190mm。

总之，医院专用病床尺寸还是要根据具体的病床来询问，这样达到的答案更加的标准。为方便顾客询问，我们将为您列举病床的种类和一般顾客会询问的问题。

使用绝缘安全的床，如体重监测、起背就餐、智能翻身、预防褥疮、负压接尿管报警监测、移动运输、休息、康复（被动运动、站立）、给药输液等功能，康复病床可单独使用，也可与***或康复设备配套使用。翻身护理床一般不超过90cm宽，为单层单人床。方便医护观察巡视和家属的操作使用，也可供健康人、重度残疾人、老年人、尿失禁、脑外伤稳定期或恢复期病人在家康复休养***时使用，主要以实用性为主。动力床标配的包括床头、多功能床架、床尾各1个、床腿、床板床垫1套、控制器、电动推杆2个、左右折叠护挡2个、绝缘静音脚轮4个、一体餐桌、防褥疮气泵托盘1个、床下置物架、负压接尿管报警监测报警器2个、体重监测传感仪1套、直线滑台等组件。有普通病床、康复病床、智能翻身病床区分。病床也可称为病号床、医疗床、康复护理床等，是病人在***康复休养时使用的床，主要使用场合有各大医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、康复机构、家庭养老病房等

要知道现在的医院专用病床厂尺寸的多少，就要先了解之前我们国家对医院专用病床厂尺寸方面的规定是怎样的。据相关部门的资料显示，我们国家在手摇医用病床尺寸的要求中每个时期都有不同的要求。这里我们以建国以来的时间为准，从资料中可以看出，相关的医疗器械监管机构基本是每隔十年到十五年的时间会变更一次医院专用病床厂的尺寸规定。开始的病床尺寸是以一米六到一米七为准，上下会有几厘米

通常情况下是不同功能的医院专用病床厂尺寸上也会有一定的浮动，比如说普通的床，尺寸基本都是按照标准规定生产的，但是像多功能的病床，如三摇病床或者电动病床，尺寸方面无论是长度还是宽度都比普通产品要大一些，因为这些在那个时期，需要这种多功能病床的患者大多是重病患者，他们行动不便，为了方便护理人员护理所以在设计生产方面都会留出足够的空间来供患者及护理人员使用。而依照每隔十几年时间国家会对尺寸进行一次调整的原则来，随着中国人经济生活水平的改善，人们的身高和体宽也相比之前有了很大的改善，目前主要流行的尺寸是长两米，宽九十公分左右，高一半是五十公分左右，不同厂家的产品尺寸有一些差别。但是像高档病床，以及多功能电动医院专用病床厂的尺寸就要远高于这个基本水平，他们的尺寸通常情况下都比平均水平多出五六十公分。

常用的尺寸一般为2100*900*500MM；大部分客户要求加装护栏加装PP床头加装万向轮等等，所以外围净尺寸通常增加到2150*950*550MM，另外现在的生产厂家多了，市场的需求也开始多元化，所以大多数厂家都会提供定制服务，也就是说作为医院可以根据自己的需求来让厂家定制生产自己需要的病床尺寸

安装步骤

- 1、脚轮，有两个带制动闸，把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内；再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内
- 2、医院病床背位床面的安装：将背位床面与床架用背框销轴连接好，再把销轴用开口销锁好。
- 3、床头的安装：分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入，拧紧两侧的紧固螺丝。
- 4、背位气弹簧的安装：向上推起背位床面至90度角，将背位气弹簧带有螺丝的一端拧入背位床面底部的气弹簧支撑座再把气弹簧下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。
- 5、侧

位气弹簧的安装：侧位气弹簧的安装与背位气弹簧的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位气弹簧下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。6、足位床面的安装：首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。7、足位护栏的安装：把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。8、安全带的安装：取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。

医院病床使用注意事项

- 1、当需要左右侧翻功能时，床面必须为水平位置，同样，背位床面升降时，侧位床面必须降置水平位置。
- 2、采取坐姿解便，轮椅功能或洗脚时，都需升起背位床面，请注意在此之前先将大腿位床面升至适当高度，以防病人下滑。
- 3、不要在崎岖不平的路面上行进，也不要再在有斜坡的路上停放。
- 4、每年对丝杠螺母，销轴部位加少许润滑油。
- 5、请经常检查各活动销轴，螺丝，护栏对丝，防止松动脱落。
- 6、严禁推拉气弹簧。
- 7、丝杠等传动部件，请不要用力操作，出现故障请检修后使用。
- 8、足位床面升降时，请先向上轻提足位床面，再提起控制把手，防止折断把手。
- 9、严禁在床的两头坐人。
- 10、请使用安全带，禁止儿童操作。一般来说护理床的保修期为一年（气弹簧、脚轮保修半年）。

安全使用注意事项：

- 1、背板升起后，病人倒卧在面板上，不准推行。
- 2、人不能站在床面上跳跃，背板升起时，人在背板上及站在床面板上，不准推行。
- 3、万向轮制动后、不准推动及移动，只有松开制动后方可移动。
- 4、不准横向推行，一面提升护栏损坏。
- 5、路面不平不能推行，防止多功能医疗床万向轮损坏。
- 6、多功能医疗床需要移动时，应将提升护栏提起，以免病员在移动过程中跌落而受伤害。医疗床移动时，必须二人同时操作，以免推行过程中方向失控，造成结构件损坏，而危及病员健康。

医院病床产品详情

- 1、床架为**钢材焊接成型，床面采用时下流行的网状结构，透气性良好，坚固耐用。

- 2、床体表面经过酸洗磷化静电喷塑处理，外形美观。
- 3、床头、床尾由环保工程木料一次成型，外形美观，装卸自如。
- 4、护栏为韩式铝合金防夹手折叠护栏。
- 5、脚轮采用不锈钢静音万向轮，4轮刹车，稳定可靠，美观大方。
- 6、餐桌板为ABS材质，结实耐劳。
- 7、曲腿功能:可以在病人坐起时小腿下弯曲，方便床上洗脚、泡脚。角度可在0-85

产品功能多样性

主要功能完善

1、床体升降功能

床体整体升降(高度0~20cm，主要用于方便不同身高的医护人员对患者进行护理和治疗;支持一些便携式医疗设备的底座插入床体;方便护理人员对污物桶的取放;方便售后服务人员对产品的维护和保养)

床体前升后降(角度为0~11°，主要用于减轻颅内压，预防脑水肿)

床体后升前降(角度为0~11°，主要有利于患者肺部分泌物的引流、使痰易于咳出，常用于静脉曲张患者)

2、坐起与平躺功能

背部升起角度(0~80° ± 3°)，腿部下垂角度(0~50° ± 3°)，主要可防止自重对血管的压迫(符合人体生理曲线，肌肉筋骨放松，是人体**的坐姿)

3、左右翻身功能(0~60° ± 3°，三块履带式翻身版，分别托于人体背部、腰部和腿部，既可使患者左右舒适地翻身、防止褥疮的形成，又便于对患者进行全方位的护理和擦洗)

多功能护理床是集左翻身、又翻身、起背、抬腿，下曲腿、手摇助便、可洗头，可洗脚、可输液、就餐、娱乐、带超静音轮子可移动可调成轮椅式的新款加厚加固，床架整体结构更稳固，功能也更实用。全套200斤左右，请在购买之前联系本公司。