

无核密度仪 黄山密度仪 安徽华标检测仪器

产品名称	无核密度仪 黄山密度仪 安徽华标检测仪器
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

密度仪的基本特点：

精度：自动保留5位有效数字，便携式密度仪，可精确到小数点后4位。

自动储存：按“确认”键后自动保存“重量”、“振次”、“体积”等信息，关机后信息不会丢失。

智能判断：在输入所需的信息时，设备可智能判断，如在输入“振次”时自动屏蔽小数点，且振次中终止振动，打印机输出结果时显示实际的振动次数，黄山密度仪，实验过程真实可靠。

操作简单：依据实际测得输入“重量”、“体积”等信息，无须取整，如：实际测得重量为123.45克，可直接输入，无须调整到整数，避免了繁琐的操作。

电子密度计使用注意事项：

- 1、每次测量前，按归零键归零，可避免产生测量误差。
- 2、请勿使用有机溶剂擦拭电子密度计
- 3、含有静电的测量物，请勿直接放于电子密度计上测量，否则会影响测量结果。
- 4、测试时必须避免不小心将水滴落在测量台上，无核密度仪，否则将会影响测量值的准确性。
- 5、避免灰尘与水渗透到电子密度计的內部，注意电子密度计的日常工作。

- 6、测量过程中，放入水中吊栏上的物体必须完全没入水，并且确保所测样品表面没有气泡。
- 7、避免电子密度计出现摔落与撞击的情形发生。
- 8、若长期没有使用时，应将水槽内的水倒空并擦拭干净，避免空气中的气泡黏附在水槽上。

目前使用群体zui多的数显密度测量仪器，密度仪多少钱，精度千分之一，快速测试，仅需5-10秒钟完成测试，数字直接显示密度值，可以连续快速测量不同样品，相对于传统密度计来说，节约大量人力时间成本，无需人工计算，操作方便省时、测量精确、高效。测量平台均为开模一体成型，高透明的水槽，耐磨耐摔且防腐蚀。对所需测量的产品形状没有限制，塑料粒子，塑料制品，密度小于1的浮体都可以快速测量。

无核密度仪-黄山密度仪-安徽华标检测仪器由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！