

钢木通风柜 安徽倍尚实验室设备厂 合肥通风柜

产品名称	钢木通风柜 安徽倍尚实验室设备厂 合肥通风柜
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

产品详情

实验室通风柜使用的注意事项

- 1、通风柜使用后应将柜体内外擦拭清洁，全钢通风柜厂家，并关闭各项开关及视窗；
- 2、实验室内在不使用通风柜时也要时常通风，这样对试验人员的身体健康有益；
- 3、通风柜在使用时，每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风)使用时间超过5小时的，要敞开窗户，避免室内出现负压；
- 4、禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验。

标准实验室通风柜及风量控制系统的配置

每个实验室配置1台风机和1个变频器，至多能配置3个通风柜，净气型通风柜，可以任意减少通风柜。每个通风柜都装有位移传感器，随着玻璃柜门开启幅度的变化自动调整系统的排风量，以维持通风柜正面的面风速基本不变。当每个通风柜的玻璃柜门都关闭时，吊顶排风的电控阀门随即自动开启，合肥通风柜，通过吊顶上的2个排风口对室内进行整体排风。当任一通风柜的柜门开启时，吊顶排风的电控阀门随即关闭。当风机电源关闭时，风道有自然排风作用。

通风柜水电系统的要求

- 1、配电箱应安装设置在通风柜旁边或附近，钢木通风柜，方便随时进行控制。
- 2、通风柜的电源线必须确保地线保护装置已接地。
- 3、通风柜配有上下水设施装置，必须按照厂家的设计图纸事先预留上下水管（通常情况预留高度为200MM），同时上水管必须设置专用陶瓷芯或铜芯的供水阀门。
- 4、通风柜电源配置分为室内机（220V）、室外机（380V）两种匹配方式。通风柜一般采用专线供电，并使用符合国际标准的电源线，从而保证通风柜正常动作。

钢木通风柜-安徽倍尚实验室设备厂-合肥通风柜由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。钢木通风柜-安徽倍尚实验室设备厂-合肥通风柜是安徽倍尚实验室设备有限公司（www.bssyssb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。