

## 56 灭活精密恒温箱

产品名称	56 灭活精密恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱56度 型号:FYL-YS-151L 产地:北京现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 56 灭活精密恒温箱

#### 简单介绍

56 灭活恒温箱 FYL-YS-151L 厂家-福意联销售恒温、冷藏设备等等。福意联 (FU.YI.LIAN) 立誓创造产品，提供优良服务，在激烈的市场竞争中稳脚跟，谋求发展。作为从事医疗、实验室恒温箱 (hengwenxiang) (柜) 的企业，诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、了良好的。

#### 56 灭活恒温箱 FYL-YS-151L 的详细介绍

56 灭活恒温箱 FYL-YS-151L 介绍福意联 (FU.YI.LIAN) 热情周到，服务让客户满意，是我们的服务。规划，合理节约方案图，是我们的基本承诺。，创舒适办公环境，是我们的重任。路漫漫，吾将上下而求索，福意联 (FU.YI.LIAN) 人一直携手行走在学无止境的路上，担负着兴盛使命，用心积累着福意联 (FU.YI.LIAN) 崇尚的信誉，用心打造着福意联 (FU.YI.LIAN) 灿烂的明天！

建议具体了解产品详情还请拨打销售咨询：

## 56 灭活恒温箱 FYL-YS-151L产品特点：

### 1.人性化设计：

箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；2.钢化玻璃门体：三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；3.内部配置

箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。4.高精度电脑控制系统：

箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 $\pm 1$  稳定；5.制冷/制热方式

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；6.自动温度控制：微电脑控制，数字LED显示

大屏幕液晶显示，在2 -48 范围内可自由调节温度设定值，不受环境温度变化自动恒定温度。

### 7.独特的制冷/制热系统：采用优良压缩机，

PTC制热模块，\*\*；翅片式风循环系统，制热/冷迅速，稳定。超设计，低功耗，

### 8.高性：控温精度高达 $\pm 1$ 。

### 9.系统

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良门体锁功能和按键锁功能，更的保存物品

## 56 灭活恒温箱 FYL-YS-151L：

### 产量承诺：

1、我公司保供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，有配件设备是正规渠道引进的。保提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。？

2、我公司承诺对供设备的质量按有关质量及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货进行供货，杜绝.伪劣产品。

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶的两个接线柱上。另将一支普通优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点优良温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工作就绪后方可将试品放入恒温箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200 以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要超过恒温箱的使用温度。11.为防止\*\*，取放试

品时要用门工具。

---