

精神患者磁控约束带 精神患者磁控约束带定做 蒙泰护理可代理

产品名称	精神患者磁控约束带 精神患者磁控约束带定做 蒙泰护理可代理
公司名称	东莞市蒙泰护理用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路10号楼五楼北面
联系电话	18819503738 18819503738

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市蒙泰护理用品有限公司

对于保护用具-精神患者磁控约束带，有什么注意事项呢？

使用保护用具-精神患者磁控约束带时，应保持肢体及各关节处于功能位，要协助患者经常更换体位，让患者处于一个安全、舒适的位置，而且使用保护用具-精神患者磁控约束带时，要先取得患者及其家属的知情以及同意后，在有医嘱的情况下使用，使用保护用具-精神患者磁控约束带可以先上锁钉，然后把患者的约束部位置于保护用具-精神患者磁控约束带的羊羔绒软垫中，粘上魔术贴，固定松紧适宜，在这里要注意，羊羔绒软垫与约束部位间可放置一指为宜，并定时松解，每2小时应当松解约束带一次，注意观察约束部位的血液的循环情况等。

为什么精神患者磁控约束带的锁扣会出现打不开的情况

之前有一位客户从蒙泰店铺中购买了一条精神患者磁控约束带。收到货后，没仔细阅读产品说明及注意事项则开始使用。后来需要使用钥匙打kai锁钉锁扣去进行约束时，钥匙总是吸不开，故找到蒙泰客服部这边来咨询。后续经过详细的沟通后才发现原来他把精神患

者磁控约束带折叠三层使用，于是造成了打不开的现象。在此。小编想给大家说明一下，使用精神患者磁控约束带时，我们应：1、使用前的说明书阅读不可少，按说明步骤，一步步进行操作；2、精神患者磁控约束带约束后的带子不能折叠超过3层；3、蒙泰的磁控锁和钥匙是配套使用的，不可用其他牌子混合使用；4、蒙泰的磁控钥匙在出厂时会带上帽子，防止运输途中吸力大吸上其他物体，使用前，需要把黑色帽子取开使用。

精神患者磁控约束带有哪几种注意事项？

- 1、要遵循医嘱且没有抵触法律；
- 2、使用约束带前，精神患者磁控约束带，需要向患者及其家属告知使用精神患者磁控约束带的原因和目的，精神患者磁控约束带品牌，征得同意和理解；
- 3、使用前需检查约束带的所有配件是否备齐；
- 4、使用精神患者磁控约束带固定带不能固定在可移动的床栏上；
- 5、锁钉扣上锁扣后需要再拉起锁扣检查是否松脱；
- 6、约束带约束要松紧适宜，能放入1-2指为宜；
- 7、清洗时需除去所有的锁钉、锁扣以及钥匙；

精神患者磁控约束带是一款适用于有严重认识障碍、身体功能障碍和易跌倒等患者的肢体或躯干进行保护性的保护性约束用具。使用精神患者磁控约束带，需要注意以上几点注意事项，协助护理人员更好的护理患者。