

红外线快速干燥箱 干燥箱 重庆承一科技

产品名称	红外线快速干燥箱 干燥箱 重庆承一科技
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

产品详情

干燥箱的使用须知

- 1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处，二氧化碳培养箱不必使用其他固定装置。
- 2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只，供此箱专用，并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。
- 3、通电前，先检查本箱的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
- 4、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，干燥箱必要时可旋开排气阀，空隙约10mm左右。
- 5、隔水式培养箱，恒温水浴将蒸馏水或去离子水接至进水口，加水至溢水口为止。

通电后的使用：

- 6、接上电源后，即可开启加热开关，干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。水浴振荡器恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”，调节温度设定旋钮至所需工作温度后，将“设定—测量”开关置于“测量”，此时箱内开始升温，绿灯亮（智能式或特殊要求，说明书另附）。
- 7、当温度升至所需工作温度时，干燥箱，调至绿灯熄灭，再作微调至绿灯复亮，在此指示灯交替明灭处即为恒温点，此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。当工作室温度稳定时（即所谓“恒温状态”）则可将控温器再稍作调整，以提高温度控制的精度，用此法可选取任何工作温度。
- 8、干燥箱恒温时，电热恒温鼓风干燥箱应关闭高温开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温精度，工作温度小于150℃时，只需一组加热器工作，应关闭高温开关。

9、温度达到后，可根据试验需要，作一定时间的恒温（W型可设定恒温工作时间），在此过程中，超级恒温水浴可由控温器自动控温而不需加入人工管理。

干燥箱的使用方法

- 1、操作者应熟悉该设备的性能及结构，取得操作资格证后方可进行操作。
- 2、把需干燥固化处理的工件放入干燥箱内，上下四周应留存一定空间，保持工作室气流畅通，关好干燥箱门。
- 3、根据干燥固化物品情况，把风门调节旋钮旋到合适位置。
- 4、打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮，电机运转。控温仪表显示经过“自检”过程后，“PV”屏应显示工作室测量温度，“SV”屏应显示使用中需干燥的设定温度，此时干燥箱即进入工作状态。
- 5、按一下“L”键，此时“SV”屏显示“5P”，用 或 改变原

“SV”屏显示的温度值，干燥箱点检，直至达到需要值为止。设置完毕后，按一下“SET”键，“PV”显示“5T”，进入定时功能。若不使用定时功能则再按一下

“SET”键，使“PV”屏显示测量温度，“SV”屏显示设定温度即可。若使用定时，则当“PV”屏显示“5T”时，“SV”屏显示“0”，数显电热恒温干燥箱，用加减键设定

所需时间，设置完毕，红外线快速干燥箱，按一下SET键，使干燥箱进入工作状态即可。

- 6、将温度时间设定完成后，打开箱门放入产品，然后关闭箱门压紧锁扣，进入设定好的工作状态。

干燥箱真空泵维护保养

1.时不时查验油量具体位置，不符合规定时需调节使之符合规定。以真空泵运作时，油量到油位表管理中心为标准。2.时不时查验油品具体情况，发觉油霉变应立即拆换新油，确保真空泵作业一切正常。3.换机油限期按实际上应用标准和可否考虑到性能指标规定等具体情况考虑到，由客户酌定决策。通常新真空泵，抽除清除干燥的汽体时，提议在作业一百钟头上下换机油一回。待油中看不见黑色金属粉末状后，之后可适度延长换机油限期。4.通常具体情况下，真空泵作业两千钟头后应开展维修，查验棉胶密封材料脆化水平，查验自动排气阀片是不是裂开，清除沉淀在阀片及自动排气阀座上的废弃物。清理所有真空泵腔内的零部件，如电机转子、旋片、弹等。通常用车用清理，并风干。对橡胶件类清理后要湿布擦水就可以。清理零件加工时应轻拿小心轻放当心磕伤。5.有标准的对管中一样开展清除，确保管道通畅。6.重新装配后应开展试运转，通常须空运转2钟头并换机油第二次，因清理时在真空泵中能留出足量易挥发物，待运作一切正常后，再支出一切正常作业。

- 7.查验真空泵管道及相接处有没有松脱问题。用手旋转真空泵，试看真空泵是不是灵活性。

红外线快速干燥箱-干燥箱-重庆承一科技由承一科技（重庆）有限公司提供。承一科技（重庆）有限公司（www.cq-cee.com）位于重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前承一科技在实验仪器装置中享有良好的声誉。承一科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。承一科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。