

# 便携式粘度计价格 天津便携式粘度计 天津永利达公司

产品名称	便携式粘度计价格 天津便携式粘度计 天津永利达公司
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

## 产品详情

### 粘度计正确使用方法

粘度计正确使用方法：

- 1、粘度计一定要保持水平状态。
- 2、转子放入样品中时要避免产生气泡，否则测量出的粘度值会降低，天津便携式粘度计，避免的方法是将转子倾斜的放入样品中，然后再安装转子，转子不能碰到杯壁和杯底，被测量的样品必须没过规定的刻度。
- 3、再测量不同的样品时，必须保持转子的清洁和干燥，如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水，就会影响测量的准确度。
- 4、酸性(PH)\*大不能超过2，如果酸性过大应选用特殊转子，使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
- 5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液，并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证，或定期校验，以保证测量的准确性.可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品，精度 $\pm 1\%$ ，粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。

6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上)，右手旋转转子，这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝，这样可以延长仪器的使用寿命7、取值要在数值比较稳定时，便携式粘度计价格，否则取得的数值会存在较大的误差。

### 选择振动式在线粘度计的理由

振动式在线粘度计特点：通过采用平衡式振子结构，测量时不容易受外部振动和液体流动的影响。

对于测量值，可以保证粘度测量读取值得  $\pm 1\%$  的。

在液体流动或者静止状态下都可以测量。传感器可以安装在液体缸体、管道的上下左右任何方向。

传感器的小型化、坚固性可以长期间保证重复性的准确率。

和液体接触部分是完全密封结构，不带驱动装置可以长期免维护运行。

选择振动式在线粘度计的理由有以下几点：1、对于非牛顿流体，便携式粘度计生产厂家，振动使粘度与实验室数据无法形成数据对比，因此在线粘度控制的意义不大。2、旋转式能与实验室粘度计在固定剪切率下进行比对，无需考虑剪切变化对粘度的影响。3、对于牛顿流体，振动式、旋转式均适用，在我们实际应用经验看来，即使是牛顿流体振动式测量效果远没有旋转式好，受外界振动因素影响较大，剪切率变化不固定，稳定性差。在严苛的工艺环境下难以保证稳定的测量。

使用前，必须可靠接地，玻璃气瓶未经注水，不得通电。

浴缸中的浴液应无杂质和漂浮物，便携式粘度计多少钱，以避免堵塞测试孔。

重新启动和使用仪器之间的时间间隔超过15分钟。冷的时候启动仪器需要45分钟。

当使用全浸式温度计校正温度时，温度计的有效刻度不应显示恒温槽的液位。

将毛细管放入浴缸后，温度达到规定值后15分钟才能进行实验。

将毛细管分别插入四个孔中。注意保持毛细管垂直。将装有样品的粘度计浸入预先准备好的恒温槽中，并将粘度计固定在支架上。在固定位置，毛细管粘度计的膨胀部分必须浸入一半以上。

当测定样品的运动粘度时，应根据试验温度选择合适的粘度计。不要使样品的流动时间不小于200秒，内径为0.4毫米的粘度计的流动时间不小于350秒

便携式粘度计价格-天津便携式粘度计-天津永利达公司(查看)由天津永利达试验机有限公司提供。天津永利达试验机有限公司(www.tjyonglida.com)位于天津市静海区静海经济开发区庶海道17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永利达在试验机中享有良好的声誉。永利达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。永利达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

