

# 贵州一次性使用病毒采样管 山东欣瑞

产品名称	贵州一次性使用病毒采样管 山东欣瑞
公司名称	山东欣瑞健康服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区华光路58号中房大厦C座603室
联系电话	15315228668 15315228668

## 产品详情

- 1) 准备一杯清水，饮入约50ml清水充分洗漱口腔约10秒，吐掉，重复此步骤2次。
- 2) 漱完口后，30分钟内不喝水，不吃东西，不吸烟等。
- 3) 拆开采样管的外包装，一次性使用病毒采样管厂家，在箭头标示处撕开拭子包装，取出拭子（手握拭子杆的距离不超过拭子杆的一半）。
- 4) 将拭子头伸进左侧口腔，用刷牙的力度使拭子头与左侧脸颊内壁上下摩擦，同时旋转拭子，让拭子头尽量多的刮取口腔细胞，重复此动作半分钟。
- 5) 将拭子头端伸入到采样管内2-3cm，专业生产一次性使用病毒采样管厂，折断拭子杆。
- 6) 将另一支拭子头伸进右侧口腔，重复步骤2)的方法刮取右侧脸颊内壁的口腔细胞。
- 7) 将拭子头端伸入到采样管内2-3cm，折断拭子杆。
- 8) 旋紧管盖。

### 病毒采样管成分及检验原理：

- 1、多种联合，具有广谱抗细菌和抗真菌的作用。
- 2、牛白蛋白（BSA）作为蛋白质稳定剂，贵州一次性使用病毒采样管，可在病毒的蛋白质外壳形成一种保护膜，一次性使用病毒采样管价格，使其不易分解，保证病毒的完整性。

3、Hank's缓冲液构建的中性环境，有助于增加病毒的生存时间和稳定性。

山东翘华有限公司（以下简称翘华）是一家集研发、生产、销售、安装调试、售后服务于一体的专业化公司。公司拥有净化消毒及智慧两大业务板块。

**【预期用途】**

用于临床样本的采集运输。不可用于微生物鉴别和药敏试验。

**【储存条件及有效期】**

储存条件：5-25；有效期：12个月

**【样本要求】**

标本采集后应当在2个工作日内运送至对应的实验室，保存温度为2-8；如未能48h内送至实验室的，应当置-70或以下保存，并保证采集的标本1周内送到对应的实验室，期间应当尽可能避免反复冻融。

贵州一次性使用病毒采样管-山东欣瑞由山东欣瑞健康服务有限公司提供。山东欣瑞健康服务有限公司（[www.qiaohuayiliao.com](http://www.qiaohuayiliao.com)）为客户提供“空气消毒机，等离子空气消毒机，医用空气消毒机”等业务，公司拥有“翘华”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。