

实验室通风柜厂家 保全实验室设备

产品名称	实验室通风柜厂家 保全实验室设备
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

产品详情

一、在我们使用通风柜时，要注意以下几点：

1、室内空气温度在-5 至+40 之间，24小时平均值不超过+25 ；

2、实验室内在不使用通风柜时也要时常通风，这样对试验人员的身体健康有益；

3、当2个以上的通风柜共同使用1个风机时，为避免操作失误或不当，风机的“开”“关”只能由1个操作人员来控制；如另外一个通风柜暂时不使用或要停止使用，可使用风量调节阀来封闭通风口；避免相互重复“开”“关”风机，这样不但对风机的寿命产生损害，对实验也不。

4、通风柜在使用时，避免人员走动带来的逆流风向对通风柜的干扰；

5、通风柜在使用时，每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风)；使用时间超过5小时的，要敞開窗户，避免室内出现负压。

在实验室建设时，选择通风柜以及确定通风柜的安装位置，需要根据实验内容来选择通风柜的类型，实验室通风柜厂家，材质、形状等，通常要考虑。下列内容：

使用的药品：当使用有机物或其他特殊试剂实验时，要充分考虑其控制风速。热源：当使用带热源的设各时，其热量超过2000大卡/小时时要考虑排出热量所需的通风量

从而确定通风机的功率。

有性物质或等实验时：要选用专用的通风柜，其进风风速必须设定大于0.5m/s。

使用大型设备进行实验时：要考虑内部的有效尺寸，为排风留出必要的空间。

材质：在使用特殊酸类实验时，要考虑通风柜的材质，例如半导体行业，腐蚀行业等必须要用防腐蚀的材料制造。

外形尺寸：根据实验内容选择其外形尺寸，体积太大造成浪费，过小影响使用。

环境保护：排出的有害气体如果必须确保在低于***环保要求如果超过***卫生标准应安装相应的净化装置。

节省能源：尽量考虑节省能源，在有采暖或空调房间内应采用补风形通风柜或选择带风量控制的通风柜。在选择通风机时，也要根据需求确定其功率，不宜盲目增大排风量和压力，可采用变频器或变风速风机的降低电耗。

在不同的实验室里面，我们使用通风柜的时候，具体的位置会存在着一些差别。在设定位置的时候应该尊重，考虑到具体的情况，而且要尽量的减少气流方面的干扰，选择远离门口的那些地方，避免气流组织通过通风会形成了更多的干扰，所以这些对于我们来说都格外重要。

选择适合的材质

设备的材质有很多，我们大家在作出选择的时候，必须要认真的做好各个方面的了解。各种不同的材质，使用过程中的效果会存在着很大的差别，当我们能够对这些材质的认识更加清楚，势必就会减少了很多的问题。选择材质的时候，必须要认真的去关注到了这些方面，然后才能够给我们带来很好的效果。

实验室通风柜厂家-保全实验室设备(图)由天津市保全实验室设备有限公司提供。天津市保全实验室设备有限公司(www.tjshiyantai.com)是一家从事“通风橱，通风柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“保全”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使保全实验室在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！