

# 海南肺功能咬嘴 肺功能咬嘴自主生产 德瑞康

产品名称	海南肺功能咬嘴 肺功能咬嘴自主生产 德瑞康
公司名称	广州德瑞康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室
联系电话	13602866647

## 产品详情

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

用途适用于肺功能检查用材料木浆纸，经环氧乙烷灭菌，洁净程度高技术参数其中日本MINATO(美能)肺功能仪使用的一次性纸口件(mouth piece)技术参数要求尺寸：.内径25毫米，内腔阻力小于0.5厘米 .高度60-70毫米均可 .死腔量小于50毫升使用范围瑞士席勒:SP-1肺功能仪，日本福田:ST75肺功能仪/ST150肺功能仪，意大利MITR

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

呼吸过滤器简介：产品技术特点：呼吸过滤器主要由PP材料和中间的过滤介质组成。目前，肺功能咬嘴自主生产，呼吸过滤器的过滤介质主要由三层聚烯驻极合成纤维的疏水材料组成。聚烯疏水材料不利于真菌，细菌和病毒的生长，驻极合成纤维是一种新型的人造PP纤维。其表面包埋了大量正电荷和负电荷，海南肺功能咬嘴，这些纤维百年支撑席网状，兼有机械阻隔与静电吸附细菌，肺功能吹嘴供应商，病毒等微粒的作用。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪口件的使用说明：被试者要是将嘴唇含半拉肺功能检测仪纸口件，开展宁静呼吸和呼吸姿势2-3次，然后迟缓把气体呼出来到不可以再呼出来已经，肺功能咬嘴批发，随后迟缓特别呼吸直至不可以吸进气体已经，然后恢复过来吸气，一次进行。进行全部检测全过程以后，便能够将其从移交口处取下，做出相对解决（一些是一次性纸口件能够立即做为生活垃圾处理。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

自20世纪50年代肺功能检查（pulmonary function testing, PFT）技术应用于临床以来，逐渐在国内推广，近年来广泛应用于呼吸内科，胸腹部外科，儿科，妇i产科，航空医学，一次性肺功能咬嘴呼吸过滤器，高原医学，职业病评定等各个领域。国外研究已证实肺功能仪器易受多种微生物的污染，可导致受试者之间与医患之间发生交叉i感染，在采取综合预防与控制措施的基础上，应用呼吸过滤器已成为有效可行的方法之一。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

另一方面，肺功能检查时常常会有气流速度很快时，此时过滤器的这种对微生物过滤效果就相对降低了，即使使用了过滤器，肺功能仪器也可能被污染。已经有报道的过滤器对细菌过滤率可以达到 > 99%的程度，但它们对较小的微生物例如病毒的滤除效果却还不太清楚。在预防SARS患者肺功能检查的交叉感染的实践中，也有人推荐应用相应的呼吸过滤器。值得注意的是，即使使用呼吸过滤器，也并不能降低对肺功能仪器常规清洗和灭菌的要求。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

生命周期：肺功能仪纸口件的使用寿命及其短暂，平均寿命为一次性。至于其他的使用寿命则根据肺功能仪纸口件的制作材料和使用用途不同。使用：是作为肺功能仪的耗材使用。连接在肺功能测试者与肺功能仪的传感器端口之间的一次性使用耗材。肺功能仪纸口件主要用于医院门诊、病房、监护室、或者外出简易肺功能检测仪设备的使用。

海南肺功能咬嘴-肺功能咬嘴自主生产-德瑞康(诚信商家)由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。广州德瑞康医疗器械有限公司（[www.zhikoujian.com](http://www.zhikoujian.com)）是广东广州,医疗器械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德瑞康领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德瑞康更加美好的未来。