

【合创物联】毒品毛发检测仪器 江西毒品毛发检测仪器多少钱

产品名称	【合创物联】毒品毛发检测仪器 江西毒品毛发检测仪器多少钱
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

毛发毒品检测仪检测毛发的样本采集步骤有哪些？接下俩我们的小编为大家说一下毒品毛发检测仪器检测毛发的样本采集步骤！

1.打开毛发毒品检测仪，取出剪刀、样品采集袋等样品采集工具。

注：采集人员需戴手套。用剪刀在后脑枕部靠近头皮的位置，剪掉一撮头发。

2.将剪刀清洗干净，工作人员换手套进行下一组采样。

【合创物联】公司一直致力于禁毒领域的高科技生物技术和产品研发，打造毛发毒品快速检测及毒品检测大数据物联网平台；如有需要欢迎来电咨询！

在使用毒品毛发检测仪器时，要按照产品的说明进行使用，只有正确的操作才能检测出正确的结果，下面我们来了解一下在使用过程中需要注意哪些事项吧：

毛发不用裂解液可以直接进行测试吗？

答：不可以，须将剪碎的毛发倒入装有裂解液的瓶子内，盖紧瓶盖，震荡混匀1分钟，后用滴管吸取毛发裂解的上清，滴加2滴在试剂板的加样孔中。

毛发的裂解液为什么不能通用？为什么不能裂解一次就测多个项目？

答：不同检测项目的毛发裂解液使用的蛋白酶不同，不同项目之间不能通用。所以一次裂解只能测试对应的一个项目。

【合创物联】始终坚持诚信经营的原则，为客户提供的毒品毛发检测仪器有着非常可靠的质量以及良好的使用效果，深受广大客户的信赖，想要了解更多关于产品信息的话，欢迎咨询我们的客服人员哦，我们将竭诚为您服务。

手持式毛发毒品检测仪能对全生物样本（如毛发、尿液、唾液、汗液等）进行毒情监测。接下来我们来说一下毒品毛发检测仪器产品优势：

取样方便：现场取样，仅需少量头发即可，可有效避免样本造假或调包

样本兼容：适用于毛发、血液、尿液、唾液、干血斑、污水，粉末等样本

检测试剂：试剂常温运输保存，一管样品缓冲液可用于所有检测项目

快速定量检测：1小时内可完成100个人员毛发样本品含量测定

实时记录：对人员的外貌特征拍照保存，与测试数据同时记录

携带方便：全机重量仅0.8kg，电池容量3900mAh，可以正常测试300次以上

【合创物联】将凭借良好的信誉，的产品，低廉的价格服务于广大用户。欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！