

精神科患者用约束带批发 精神科患者用约束带 蒙泰护理厂家直销

产品名称	精神科患者用约束带批发 精神科患者用约束带 蒙泰护理厂家直销
公司名称	东莞市蒙泰护理用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路10号楼五楼北面
联系电话	18819503738 18819503738

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市蒙泰护理用品有限公司

精神科患者用约束带---质量赢得客户的心

清河县精神bing院，是一家县级的二级甲等综合性医院，华老师在2015年的时候，在淘宝店订过蒙泰的精神科患者用约束带，钥匙还是旧版的那种黑色款，因使用时间过长，锁扣很多都卡不住易松脱，然后再次上网找到了蒙泰！经过电话沟通微信了解，华老师很认可蒙泰磁控的质量，但是医院比较小经费有限所以旧了也一直舍不得扔，一直就这样子将就着用着，精神科患者用约束带视频，希望厂家能送他几个锁扣，陈总听到这样的客户反馈，立马同意给他替换质检部现有的旧款锁扣。

磁控的质量有亲身体会，磁控快速的售后服务有体会，决定再订6条腰腹二号，这样的老客户值得信任，也值得等待！每一次的购买都是对蒙泰产品信任和认可，每一次的售后服务也是客户对蒙泰无条件的信任和口碑的宣传。唯质量与口碑才能立足于市场，蒙泰一直在加油！

为什么精神科患者用约束带的锁扣会出现打不开的情况

之前有一位客户从蒙泰店铺中购买了一条精神科患者用约束带。收到货后，精神科患者用约束带批发，没仔细阅读产品说明及注意事项则开始使用。后来需要使用钥匙打kai锁钉锁扣去进行约束时，钥匙总是吸不开，故找到蒙泰客服部这边来咨询。后续经过详细的沟通后才发现原来他把精神科患者用约束带折叠三层使用，于是造成了打不开的现象。在此。小编想给大家说明一下，使用精神科患者用约束带时，精神科患者用约束带，我们应：

- 1、使用前的说明书阅读不可少，按说明步骤，精神科患者用约束带使用，一步步进行操作；
- 2、精神科患者用约束带约束后的带子不能折叠超过3层；
- 3、蒙泰的磁控锁和钥匙是配套使用的，不可用其他牌子混合使用；
- 4、蒙泰的磁控钥匙在出厂时会带上帽子，防止运输途中吸力大吸上其他物体，使用前，需要把黑色帽子取开使用。

在招商过程中，很多新入行的代理商，在学习精神科患者用约束带这一块之前，都爱问的问题是我们要学习的精神科患者用约束带有多少种？那么这个问题如何回答呢？又是如何划分的呢？蒙泰护理精神科患者用约束带有很多种，看具体用途，材质还有使用部位都可以区分。按使用人群区分，有为防止烦躁不安患者，因意识不清而出现坠床、撞伤、抓伤等意外而设计生产的精神科患者用约束带，也有精神患者、醉酒等场所专门配备的精神科患者用约束带；按材料区分有布制的普通精神科患者用约束带，还有磁控精神科患者用约束带。按照用途使用部位区分有四肢精神科患者用约束带（腕部精神科患者用约束带和踝部精神科患者用约束带），腰腹部精神科患者用约束带，大腿精神科患者用约束带，肩部精神科患者用约束带等。当然除了以上还有约束手套、约束衣、约束床，约束椅。