

全钢通风柜厂家 浙江云照环保设备 杭州全钢通风柜

产品名称	全钢通风柜厂家 浙江云照环保设备 杭州全钢通风柜
公司名称	浙江云照环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶仓大道966号IOT未来城2幢c座702
联系电话	13757187830

产品详情

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

通风柜操作的良好使用习惯

- 1.不要把通风柜当成废弃物处理设备来使用。在通风柜内使用的仪器设备应该配备有冷凝器，存水弯或者废气清洗装置来控制 and 收集废弃的溶剂，有毒挥发物或者粉尘。
- 2.限制通风柜内的化学试剂的储存。仅将实验室过程中必须用到的化学物质放置在手边。
- 3.将诸如易燃液体等危险化学品存放在经过论证的安全柜内。
- 4.拧紧化学试剂瓶的瓶盖，检查玻璃器皿的盖子以减少试剂的挥发。
- 5.总是采用良好的操作技巧会保持通风柜处于最佳性能水平。过度的储存或者过多的放置仪器设备将会导致涡流和逆流进而是污染物逸出通风柜。

玻璃钢通风柜特点

- 1、耐腐蚀性能强:玻璃钢有广泛的耐腐蚀性能，它适用于有酸碱气体，有毒有害气体和有机溶剂气体以

及产生粉尘的操作岗位和场合。

- 2、操作台面：12.7mm厚威盛亚实芯理化板，耐酸碱，防潮湿，抗冲击。
- 3、调节门：二截式安全钢化玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置。
- 4、照明设备：防腐日光灯，光源与气体隔离，台面照度大于400流明。
- 5、操作板：照明开关，风机ON/OFF开关，220V，10A多功能插座两个。
- 6、重量轻，强度大：玻璃钢能长期承受80 的温度，短期可至130 ，玻璃钢氧指数 30，属于难燃材质。
- 7、耐老化，寿命长：一般情况下课使用15年以上。

使用说明:以下在使用通风柜时注意事项。

- 8、通风柜安装调整水平必须到位，否则会影响视窗调节平衡效果。
- 9、电气部分必须有电气专业人员正确安装，风机的接线必须注意风叶的转向，风向不能倒挂。
- 10、通风柜的表面标准风速为0.5m/s。
- 11、灯和风机在任何情况下必须保持正常操作。工作范围必须清洁整齐。
- 12、做试验时，必须预先打开风机。
- 13、视窗上下调节直接影响风量的大小，当需要整扇视窗上下调节时，请将移门玻璃移。
- 14、到正常关闭位置，不然会影响排风柜的效果。
- 15、为预防电火花引起火灾爆炸危险，建议不要在通风柜门内使用插座。
- 16、建议通风柜台面不要长时间接触火焰或发热物体，否则会引起台面性能退化或损坏。
- 17、在任何情况下不得把头伸进通风柜内。
- 18、做任何试验操作时，全钢通风柜厂，都必须将玻璃门了拉下，以起保护作用。
- 19、使用完毕，必须将防护玻璃门拉下。
- 20、当通风柜不能正常工作时，需要有专业人员维修。

现代实验室内，全钢通风柜厂家，实验室通风柜的使用越来越普及，全钢通风柜价格，那是因为实验室内工作人员的人生安全越来越被重视。实验室通风柜已经肩负起了实验室的安全使命，那么在使用过程中，有哪些是需要注意的呢？

(一)在实验开始以前，必须确认通风柜应该处于运行状态，才能进行实验操作。

(二)实验时，杭州全钢通风柜，在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备，大型实验室设备要有充足的空间，不应影响空气的流动，前面视窗尽量要关闭使用。

(三)实验结束前至少还要继续运行5min以上才可关闭通风机，以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延1时器，确保通风机延迟运行。

全钢通风柜厂家-浙江云照环保设备-杭州全钢通风柜由浙江云照环保设备有限公司提供。浙江云照环保设备有限公司（www.yunzhaohb.com）有实力，信誉好，在浙江杭州的实验室专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云照环保设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yunzhaohb.cn）还是从事杭州通风柜，杭州实验台，杭州试验台的厂家，欢迎来电咨询。