

【合创物联】仪器 南昌手持毒品毛发检测仪

产品名称	【合创物联】仪器 南昌手持毒品毛发检测仪
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

河南合创物联信息科技有限公司，位于素有“河南浦东”美誉的郑东新区CBD。公司成立“华高毛发毒品检测仪项目”攻关小组。致力于毒品毛发检测仪,华高毛发毒品检测仪,手持毛发毒品检测仪,毛发毒物检测仪,毒品毛发检测仪厂家技产品，打造毛发毒品快速检测仪及毒品检测产业生态圈。

使用毛发毒品检测仪前要做什么？准备新的锯齿剪刀或理发剪刀（或由附近理发店的理发师协助）。提取毛发样本时，工作人员应佩戴一次性手套，在嫌疑食用毒品人员的头顶后部采集发根端3厘米以内的头发。在干净的信封上应当填写样本编号、提取日期和提取人等信息。然后，在两张封条上由被提取人签名，用封条分别将信封予以封存。拍照固定，附卷。但也需要注意的是，提取不同人员的毛发，应当分别提取，及时清理采样过程中提取器材上的残留物，并对器材予以消毒，确保样本不被交叉污染。提取不同人员的毛发，应独立包装、统一编号。

【合创物联】是一家致力于检测分析仪器生产与研发的系统集成服务及销售为一体的高科技民营企业，我们立志于为用户提供快速、准确而的分析测试仪器。

为了解决当前禁毒部门对要禁毒人员进行尿液、唾液检测手段存在的各类弊端，准确服务禁毒实战、用于实战、贴近实战等工作需要，禁毒部印发了《嫌疑毒品人员毛发样本检测规范》，提出对有嫌疑毒品人员毛发样本的提取、保存、送检和检测要求。根据此要求我们公司研发了华高毛发毒品检测仪。进行毛发毒品检查多久能检测出来？

到目前为止，检测是否有人员食用毒品，一般都是通过尿液、血液和唾液来进行检测的。然而人体代谢让这类检测时间只能追溯到3到5天前是否有食用毒品的情况。更往前的时间点“隐形食用毒品者”，往往不被人容易察觉。不过如今已经成形的一项核心技术，便是“毛发测毒”，几十厘米长的发丝，便能反映出近几年内的食用毒品情况，而且借助实验室的核心技术，3到5个小时，就能分析出较为精准的结果，这将极大的提高了禁毒实战的效能。

【合创物联】是一家致力于检测分析仪器生产与研发的系统集成服务及销售为一体的高科技民营企业，我们立志于为用户提供快速、准确而的分析测试仪器。

毛发毒品检测仪采用了量子点痕迹定量技术对人体毛发毒品痕迹进行快速检测，这种方法操作简单，结果准确。

而量子点又称为半导体纳米晶，呈近似球形，其三维尺寸在2-10nm范围内，具有明显的量子效应。并且量子点具有灵敏度高、稳定性好、货架期长等优势，是新一代荧光标记探针的好选择。量子点在常规荧光检测中的应用是钥匙荧光淬灭法，一些本身不发荧光的分析物质可以使某种荧光化合物发生荧光淬灭，通过检测荧光化合物荧光强度的下降，可以间接的测定该物质的浓度。

毛发毒品检测仪产品特点：

- 1、操作简单，无需专业人员操作，
- 2、试剂常温保存，无需冷藏；
- 3、快速出结果，可在三分钟内完成9个样本检测；
- 4、检测项目齐全，可以依稀检测3种乃至5种毒品；
- 5、准确性：经过上万次对比试验，与实验室检测结果符合率达到99%以上；
- 6、适用性：既能满足基层办案需求，也能满足大规模人群筛查需求；
- 7、使用性：方便携带，总重量不超过20KG。