

# 钢木通风柜 山西东胜科星 太原通风柜

产品名称	钢木通风柜 山西东胜科星 太原通风柜
公司名称	山西东胜科星实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市太榆路中段园中园
联系电话	13327435522 13327435522

## 产品详情

山西东胜科星实验室设备有限公司经销：教学科研仪器、实验室设备、实验室家具、空气净化设备、净水设备、仪器仪表、实验室建材、通风设备、办公设备、废气废水处理设备、计算机耗材、玻璃器皿、化工产品（不含危险品）、五金交电、管道、阀门；计算机软硬件的开发；货物进出口；实验室设计、净化。

【山西东胜科星实验室设备】和您分享通风柜知识：通风柜

通风柜安装位置上应该避免面向道路及人员通过频繁的场地，避免堵塞窗户及通风采光不利的地方，太原通风柜，避免遮挡出入口影响门开关的地方，避免对置或放置在拐角墙壁处。

通风柜作为生化实验室里重要的实验设施有举足轻重的作用，因此必须认真的选择满足各项技术指标的通风柜。单位片面压低造价而安装的通风柜，如果造成危害，其后果不堪设想，通风柜的功能性与安全性，应该引起人们足够的重视。

【山西东胜科星实验室设备】和您分享通风柜知识：通风柜

大型的通风设备虽然占地较大，但通风效果也很好。常规通风柜高度2350mm，那么安装通风柜的实验室高低不能低于2900mm的净高，通风柜管道一般是250mm直径或者是200mm直径，当然粗一点的管道排风效果还是要好一些，噪音相对来说要低。安装通风柜开排风孔时常规尺寸是离地面高度2700mm中心点为宜，前后距离为450mm左右。

多年的生产设计经验让东胜科星为您的实验室保驾护航！合理布局，精心设计，节省预算专业设计，一对一免费出图，科学布局，公司单独配置专门的施工团队，化验室通风柜，保证工期，根据预算，选配材料，合理定制！

### 【山西东胜科星实验室设备】和您分享通风柜知识：通风柜

通风橱的使用方法：1.先打开风阀控制开关。2.按下启动按钮，打开风机。如果有的实验室多挡调速的话，选择适合实验所需要的档位，全钢通风柜，正常使用。如果使用结束，先关闭风机开关，再关闭风阀控制开关（如果不关，房间会串味）。3.通风橱的使用说明：（1）打开照明开关和风阀开关。（下图右侧红绿2个开关）

（2）调整风阀角度（箭头往上风越大。箭头往下风越小）。指示灯亮点越多风阀打开角度越大。

山西东胜科星实验室设备有限公司：专业从事实验室家具（实验台和通风柜）、实验室通风工程、实验室净化工程和实验室气体管路工程等实验室整体工程的设计、生产、销售、安装和售后为一体的专业化公司，并代理一些国内外品牌的实验仪器，为更好的服务于客户，想客户所想。

钢木通风柜-山西东胜科星-太原通风柜由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。山西东胜科星实验室设备有限公司（[www.dskxgs.com](http://www.dskxgs.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山西东胜科星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。