

# 双人单面超洁净工作台

产品名称	双人单面超洁净工作台
公司名称	河南森洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县106国道公安联合检查站旁
联系电话	18539365777

## 产品详情

洁净工作台的安装方法：

1. 本设备应按装在各级净化厂房或密封空调厂房内。
2. 本设备安装地点应远离高速尘源和震源。
3. 安装后必须对设备内部及其周围环境用超净真空吸尘器或不产生纤维的工具认真进行清洗。
4. 安装清洗完毕后，可用QDF-2型热球式电风速计测量净化工作区平均风速。当平均风速  $< 0.32\text{m/s}$  时，调高调压器电压，加大风机输入电压；反之，当平均风速  $> 0.48\text{m/s}$  时，调低调压器电压，减小风机输入电压，直至平均风速保持在  $0.4\text{m/s} \pm 20\%$  理想范围内，才可使用。

### 六个超洁净工作台维护程序

- 1, 应放置在卫生条件较好的地方，易于清洁，门窗可密封，避免外界污染空气对房间的影响。
- 2, 位置应宽，无振动和噪音。
3. 严禁将其放置在产生大量灰尘颗粒和气流的地方，以确保控制区内空气的正常活动。
4. 打开超洁净工作台的电源，拧下风扇开关，开始正常运行风扇。此时，检查高效过滤器的气流表面是否被送出。

- 5.检查照明和UV设备是否可以正常运行。如果工作不正常，请通知工程部门进行检查。
- 6.工作前，必须清洁，仔细清洁工作台周围的环境和空气，并通过紫外线杀菌消毒。
- 7.严禁在净化工作区域存放不必要的物品，以保持洁净空气流不受干扰。
- 8.使用工作台时，首先用浸泡在清洁液中的纱布擦拭台面，然后用消毒剂擦拭。
- 9.打开电源，提前50分钟打开紫外灯进行消毒，清洁工作区工作台表面积聚的微生物。30分钟后，关闭UV灯并打开鼓风机。
- 10.在工作台面上，双人单面超洁净工作台，请勿存放不必要的物品，以保持工作区域内的清洁气流不受干扰。
- 11.操作结束后，清洁工作台面，收集废物，关闭风扇和照明开关，并用清洁剂和消毒剂擦拭和消毒。
- 12.后，打开工作台的UV灯。消毒30分钟后，关闭紫外灯并切断电源。
- 13.每个中春使用风速计测量工作区域的均匀风速。如果发现它不符合技术标准，则应调节调节器手柄以改变风扇输入电压，以使工作台处于佳状态。
- 14.每月进行一次维护检查并填写维护记录。
- 15.每次使用后，立即清洁仪器，悬挂徽标，并填写仪器使用记录。
- 16.取样完成后，首先用刷子将碎屑和浮尘刷入清洁的工作区域。
- 17.用软布和灰尘擦拭工作台表面。不经洗涤剂目视检查残留物。用清洁布擦干。
- 18，始终用纱布蘸酒精擦拭紫外线杀菌灯表面，保持表面清洁，否则会影响杀菌能力。
- 19，效果评价：设备内外均应光洁，无污迹。

工作人员在无菌条件下操作，以在转移接种过程中保持无菌材料不被污染。但是，如果在操作过程中停电，暴露在未过滤空气中的材料将不会受到污染。这时，工作应该很快完成，瓶子应该标记。如果内部物质处于增殖阶段，它将不会用于增殖，然后转移到生根培养物中。如果它是一般生产材料，它可以被丢弃，因为它非常丰富。如果它在生根过程中，可以留待以后种植。超洁净工作台电源采用三相四线制，其中一个零线，与机壳连接，应与地线连接。其他三根导线是相线，工作电压为380V。三线接入电路有一定的顺序。如果电线连接不正确，则风会反转。此时，声音正常或略有异常。洁净工作台的前部是无风的（酒精灯可用于观察运动，火焰不应长时间测试）。如果电源及时切断，只需更换任意两根电线的位置并连接它们即可解决问题。

双人单面超洁净工作台由河南森洁环保科技有限公司提供。河南森洁环保科技有限公司（[www.jnhbr.com](http://www.jnhbr.com)）在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，森洁环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司（[www.jhhbzy.com](http://www.jhhbzy.com)）还是从事尊享版空气净化器，豪华版空气净化器，标准版空气净化器的厂家，欢迎来电咨询。