

美容院专用 全身冰点脱毛 仪器家用美容院去腋毛私处脸部唇毛脱毛

产品名称	美容院专用 全身冰点脱毛 仪器家用美容院去腋毛私处脸部唇毛脱毛
公司名称	广州金硕科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路246号
联系电话	13229991669 13229991669

产品详情

360脱毛仪仪器特点：

360磁光脱毛与opt冰点脱毛有什么区别

360磁光脱毛的过程简单、快捷，治疗后一般不留疤痕。OPT光脱毛一般是依据选择性热动力学作用原理，利用OPT光脱毛技术除毛，OPT光机发射的光束会穿透皮肤表层被毛囊吸收，通过对OPT光能量的有选择吸收，使毛囊受到破坏，不能再生长毛发，同时又不损伤周边组织。冰点脱毛具有安全、无痛、快速的优势，冰点脱毛是目前一种性激光脱毛方法，依据选择性光热作用原理，革命性的利用飞顿冰点半导体激光脱毛仪器，激光穿透皮肤表层使毛囊保持一定温度，温和地使毛囊和周围干细胞失去活性，达到脱毛的目的。

操作注意事项：

观察顾客皮肤肤质状况及斑的颜色深浅,根据客人的承受能力及皮肤代谢状况来调节参数。shou次做的时候能量比说明书上提供的参数稍低一些，让客户适应仪器的能量。shou次治疗建议从光能量从20开始调，以2-3为单位适当加减，电能量建议从15开始调节，可以多做两遍。第二次可以先和客人沟通商量好，客人做好心理准备之后能量调高操作。并叮嘱好后护理。

操作后护理：

- 1.防晒，加强补水
- 2.出现结伽或起泡得防水，
- 3.出现红肿尽量让表皮温度降下来，可采用冷喷，冰敷等

4.少吃感光性食物，例如：韭菜，芹菜，酱油，木瓜等。

5. 期间禁止抹任何功效性或含有激素的产品