

土壤样品车载保存箱

产品名称	土壤样品车载保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	754360.00/台
规格参数	温度:2-8 /-20 容积:18-228L 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

土壤样品车载保存箱福意联公司-

多年来，福意联创造和发展了一个特定的市场，为实验室及医疗域提供稳定的产品，并把该市场提升到重要地位。：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

土壤样品车载保存箱产品说明：

1、医疗：不仅可用于，xueqing，，，生物冰箱试剂，特殊药品的冷藏及运输；也可适用于防疫站，卫生所，疾控，畜牧等药品配送及周转。2、：环境检验，实验室检测，水利，地质等外出采样携带冷藏；3、运输：长途运输的食品、药物、、采样、；

土壤样品车载保存箱参数：

土壤样品车载保存箱介绍：

容积18L-258L，12V/24V交直流两用，适用于各种不同车型

所有部件特别加固，抗摇晃、颠簸 特殊底座，降低，防滑牢靠

可配备大容量12V蓄电池，脱离汽车或汽车熄火时仍可使用

优良的温度控制

微电脑温度控制器，优良数码显示温度，箱内温度在+10 —-25 可调

数码温度显示，实时优良掌握运行状态

前沿制冷系统 采用无氟制冷剂，前沿制冷，制冷快速优良

直流压缩机制冷速度快，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

无CFC聚氨酯发泡，高密度加厚保温层，保温效果

安全系统

具备开机延时、停机间隔等保护功能，安全

配置安全门锁，防止随意开启，确保物品存放安全

可选配温度记录打印一体机，配备USB接口，数据方便输出

【产品型号】FYL-YS-30L 【容 积】30L 【温度范围】-19~10 【额定电压】DC12-24V
【额定功率】45W 【外形尺寸】560×400×397mm 【商品重量】18kg 【制冷剂用量】R134a

【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~ 10 ；*
选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；*
采用优良蒸发，实现优良制冷效果；*
本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；*
停电保温测试均达到规定的各项指标；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；*
室内使用：接室内220V交流电源；

【产品配置清单】1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、汽车点烟插头电源线

土壤样品车载保存箱售后：

- 1、产品的和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、为了保证产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或优良优良产品。
- 3、发货之前，我们厂家会根据客户要求对产品经行严格的24小时开机测试，确认所有运行参数达到要求后再装箱发货。

土壤样品车载保存箱相关：1.不要用手直接接触破损的电源线，特别在接交流电源。2.不得在冷冻冷藏室使用电器3.在任何时候都要保证冰箱所接的电源电压正确无误（产品的额定电压参数请参看产品的参数标签）4.不要打开冰箱的线路盒5.本制冷设备禁止盛放腐蚀危险物品：如，等6.不要阻挡冰箱压缩机进出风口7.定期给冰箱除霜8.维修或清洁时必须爆掉电源插头9.不要用坚硬，锋利的物品及机械设备来清楚蒸发qi或塑胶件上的冰块10. 不要用带有腐蚀性的材料清洁蒸发qi或塑胶件11.不得损坏制冷回路12.不要把玻璃容器和金属类工具放入冰箱13.当空气湿度较大时冰箱部表面出现雾状凝雾属非故障现象，擦干即可。14.为了保护环境，当产品达到使用寿命不能继续使用时，请将其交给专人或机构处理。

勤发发