

保存标本灭活恒温仪

产品名称	保存标本灭活恒温仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联品牌——现拥有外用户几千家，长期的实践经验形成了完备的经营流程，产品以合理的价格、可靠的质量、优良的服务行销优良各地，在医院广受好评。

产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、保存标本灭活恒温仪智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

福意联保存标本灭活恒温仪用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

保存标本灭活恒温仪使用注意事项：

恒温箱的正确使用与注意事项如下：1、 恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度。2、 恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。3、 适当调整底角螺钉或衬垫，使恒温箱保持水平，使噪声优良低。4、 应使用单独的单相带接地的插座。插线必须接地，使用中恒温箱的金属件有麻电感觉时应停止使用。5、 新购置的恒温箱在使用一段时间后，就应进行内清洗，否则会给食物带来影响（用温水、少许洗涤剂洗后，用清水擦净）。应经常清洗、清扫压缩机、冷凝器，以保证良好的换热效果以及节能效果。清洗时，应取下电源插头。

勤发发