

# 北京思齐生物有限公司 吉林荧光定量滤芯枪头

产品名称	北京思齐生物有限公司 吉林荧光定量滤芯枪头
公司名称	北京思齐生物技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1-714
联系电话	13681081072 13681081072

## 产品详情

### 影响移液器吸头选购的因素有哪些

生物污染，现在，越来越多的用户会要求吸头无RNA酶、无DNA酶、无DNA、无热原质和ATP污染。这是一个好现象，但我不得不提醒两点：\*，高温灭菌过的吸头并不能保证无生物污染，要保证无生物污染还需要进行伽马射线处理等步骤。所以，用户自己几乎不可能把普通吸头处理成无生物污染的吸头，而买的无生物污染的盒装吸头应该提供相应的证书，荧光定量滤芯枪头批发，表明相应项目的检测数据。证书上没有数据甚至没有证书的吸头，还是不要相信为好；第二，有的品牌的袋装吸头上会有声明无生物污染的标签，这颇有投机取巧甚至欺骗的嫌疑。试想：只要吸头接触到空气就会有生物污染，而普通自封袋能保证吸头在储运过程中完全不接触空气吗？并且，自封袋被吸头扎破的情况时有发生。

### 怎样选好吸头？

“只要能装上的吸头就是能用的吸头”

——这几乎是所有用户对吸头适配性的普遍认知。这个说法可以说部分对但又不完全对。

能装到移液器上的吸头的确能与移液器组成移液体系来实现移液功能，可是这样是否可靠呢？此处需打个问号。回答这个问题需要用数据来说话。

- 1、您不妨将移液器与吸头匹配后进行性能测试。润洗吸头后进行若干次重复的加样操作，称量每次的加样量，并记录读数。
- 2、根据测试液体的密度折算成体积后再计算移液操作的准确度。

3、我们要选择的是具有良好准确度的吸头。如果移液器与吸头匹配使用准确度不佳，荧光定量滤芯枪头哪家好，则说明吸头与移液器的密封性得不到保证，使得每次操作的结果都不可重现。

### 移液器吸头安装方法介绍

移液器吸头怎么安装呢，思齐生物小编给您来个具体介绍

正确的安装方法叫旋转安装法，具体的做法是，吉林荧光定量滤芯枪头，把白套筒顶端插入吸头(无论是散装吸头还是盒装吸头都一样)，荧光定量滤芯枪头报价，在轻轻用力下压的同时，把手中的移液器按逆时针方向旋转180度。切记用力不能过猛，更不能采取剥吸头的方法来进行安装，因为那样做会对您手中的移液器造成不必要的损伤。

北京思齐生物有限公司-吉林荧光定量滤芯枪头由北京思齐生物技术有限公司提供。北京思齐生物技术有限公司为客户提供“吸头,八排管,离心管,冻存管,移液器,冻存袋”等业务，公司拥有“Corning,Axygen,Thermo,Skillbio”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。