

## 国内儿麻矫形器 咸阳儿麻矫形器 自由行|质量可靠

产品名称	国内儿麻矫形器 咸阳儿麻矫形器 自由行 质量可靠
公司名称	宿州自由行康复辅具科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区国购广场办公楼25楼
联系电话	15955192808 15955192808

### 产品详情

下肢矫形器主要包括髌膝踝足矫形器、膝矫形器、膝踝足矫形器、踝足矫形器、足矫形器。其中以踝足矫形器为常用，它能预防和矫正足的内外翻畸形，有效控制踝关节的背伸和跖屈，固定踝关节于功能位，从而达到预防和矫正马蹄内翻足畸形、抑制痉挛性尖足畸形的目的。训练和使用矫形器正式使用前，咸阳儿麻矫形器，要进行试穿（初检），了解矫形器是否达到要求，舒适性及对线是否正确，国内儿麻矫形器，动力装置是否可靠，并进行相应的调整。然后，教会患者如何穿脱矫形器，儿麻下肢矫形器，如何穿上矫形器进行一些功能活动。矫形器是通过骨或关节固定的一种方法，首先应选用矫形器的结构及其力学性能的了解，熟悉它的操作技术，才能获得良好的治果。

下肢矫形器减轻患者肢体承重负荷，促进部位的骨痂形成，加快愈合;手术前后准备以及巩固手术效果，改进并促进功能早期恢复等。下肢矫形器保护无力或者疼痛的肌肉骨骼，固定患有疾病的下肢关节，预防发生畸形，矫正已出现的畸形，代偿肌肉的功能，改善患者行走的步态，减轻患病肢体承重负荷，促进部位骨痂的形成等。下肢矫形器小儿后遗症下肢畸形的患者配戴合适的下肢矫形器，在早期进行功能锻炼可以有效的改善患者的功能。

矫形器是用于四肢、躯干，用来改善人体神经、肌肉、骨骼系统功能障碍为目的，符合生物力学原理的体外支撑装置。训练和使用矫形器正式使用前，要进行试穿（初检），了

解矫形器是否达到要求，舒适性及对线是否正确，动力装置是否可靠，并进行相应的调整。然后，教会患者如何穿脱矫形器，如何穿上矫形器进行一些功能活动。了解患者使用矫形器后的感觉和反应，儿麻矫形器厂家，这一过程称为终检。终检合格后方可交付患者正式使用。对需长期使用矫形器的患者，应每3个月或半年随访一次，以了解矫形器的使用效果及病情变化，必要时进行修改和调整。

国内儿麻矫形器-咸阳儿麻矫形器-自由行|质量可靠(查看)由宿州自由行康复辅具科技有限公司提供。宿州自由行康复辅具科技有限公司在康复产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，自由行一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：甘经理。