

# 医用恒温箱麻醉科常用设备操作规范与流程

产品名称	医用恒温箱麻醉科常用设备操作规范与流程
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	51212.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 医用恒温箱麻醉常用工具操作规程与步骤

#### 呼吸机

##### 一、使用时提前准备

1. 启动前首先应该查验呼吸机各管道的联接正确与否、靠谱，包含呼吸机与气瓶或中间气路口相连的进气口及其患者控制回路等。
2. 开启氧气钢瓶或中间供气阀，将气路工作压力调到0.4MP上下
3. 接上开关电源，开启呼吸机开关电源、气动阀门总闸，认真仔细整个设备各部件是否存在漏汽；确定呼吸机可以正常工作之后再用。

##### 二、启动操作流程

1. 按患者的具体情况，麻醉医生应调整一下各类主要参数，如总流量、潮气量、心跳次数、吸气比及其上限和下限预警值等，随后气体控制器上手动/机控开关转换到机控位置。用迅速加氧将有机玻璃罩里的吸气外表升至顶端，接好仿真模拟肺，打开呼吸机试运转。观查无创呼吸机工作中有没有问题，检测到的各种数据信息是不是\*\*，若准确则可关掉无创呼吸机，使呼吸机处在待机模式。
2. 使用中将管道收到患者的身上，打开无创呼吸机，析开挥发罐电源开关，执行手术病人

麻醉剂。

3. 在麻醉过程中，特别注意麻醉剂心电监护仪中所获得各类观测数据，必需时作相对应的主要参数调节。

4. 麻醉剂完成后关掉无创呼吸机和挥发罐电源开关，若有接台手术治疗，应拆换通过消毒病人呼吸管道，从而使呼吸机处在待机模式；如果没有接台手术治疗，则关掉总电源开关和气动阀门电源开关。

### 三、实际操作规定：

1. 呼吸机应当由有权利的麻醉医生承担应用，无资格工作人员不可实际操作应用。

2. 发生各种报案时，应剖析报案缘故。若因呼吸机自身常见故障所引起的报案，则无法清除应立刻拆换备用手机，并告知技术工程师检修；如属患者生理学主要参数转变造成的报案，应立刻采用相应措施或待机解决。

3. 呼吸机使用时，没经麻醉医生允许，有关人员不可以随意更改设定主要参数与报案上低限。

### 四、维修保养规定：

1. 每日手术结束后，需卸掉总流量传感器模块及患者吸气管道做维修保养。提议应用超高压高温方法对硅胶吸管路进行清洁。

2. 应用中性清洗剂擦洗服务器各表层的污渍。

1

### 四、常见问题：

1、仪器设备须放到软件上，四周自然通风，保持清洁，防止湿冷。

2、应用前必须查验仪器设备和各导出电缆是滞有破裂、损坏，如仪器设备表层湿冷，首先用干抹布擦拭后用。

3、心电图电极贴放位置要正确。

4、当仪器设备监测于患者的身上时交代患老师别把物品放到仪器设备上边以及周围，不可以自主随便取出心电图、血压值、血氧监测电缆，以防出现意外。

5、当仪器设备长期性无需时，应每月给仪器设备电池充电一次，以部长电池续航。

6、血压测量不得在打点滴或置管身体上测血压，部分皮肤破损者严禁绑袖带。

7、清理仪器设备时，尽量不要用油漆稀释剂或苯等化学剂，以防毁坏仪器设备表层深层次。定期维护仪器设备特性。

心电监护仪操作流程

预留物

1、核查并解释

2、插电源

3、清洁肌肤

推至病人床前

4、联接各导联线

1、设定血压值测量周期时间

态

启动进到监测状

2、量血压

1、交代常见问题，立即纪录各类纪录

各类标值

监测

3

9.如心电监测显示的是心电图静止不动，马上给与肾上腺激素静脉输液。

10.转复环节中与转复完成后，均需严实检测做好记录心率 / 心跳、吸气、血压、神智等病况转变。