

北京精宏鼓风干燥箱售后维修销售中心

产品名称	北京精宏鼓风干燥箱售后维修销售中心
公司名称	北京煤易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	精宏:DHG 型
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

精宏鼓风干燥箱售后维修电话010-87172803.

北京精宏鼓风干燥箱售后维修销售中心。

精宏DHG 型 电热恒温鼓风干燥箱

一、用途概述

供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

二、产品特点

- 1、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
- 2、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。
- 3、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室温度均匀。

干燥箱是根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品，模具，喷涂，印刷，医疗，航天及高等院校等行业。庞大的市场需求，使得干燥箱的品种多样化，产品的构造质量也不尽相同，为使人们更清晰地了解干燥箱，以一双慧眼去辨别干燥箱的质量。

不锈钢鼓风

本箱通用性强，广泛用于各类用途的高温实验，热处理以及干燥处理，是用途最广的干燥箱。干燥箱的工作室采用不锈钢材料，外壳采用优质的冷轧钢板制作，合理的鼓风系统，完善的控制系统，使得工作

室的温度更加均匀。

采用双数显温度控制仪，醒目直观，PID控温精确，无温冲现象。

拥有定时控制功能，二级超温保护功能。

可选微电脑程序温控仪表控温，PID自整定，固态继电器SSR无触点控温，以满足任意固化曲线的要求。

可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程数据记录保存实行监控。

可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统

无纸记录仪

无纸记录仪

中的各个控制单元，利用RS485作为现场通讯总线。

使用须知编辑

- 1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处，二氧化碳培养箱不必使用其他固定装置。
- 2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只，供此箱专用，并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。
- 3、通电前，先检查本箱的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
- 4、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，干燥箱必要时可旋开排气阀，空隙约10mm左右。
- 5、隔水式培养箱，恒温水浴将蒸馏水或去离子水接至进水口，加水至溢水口为止。

通电后的使用：

- 6、接上电源后，即可开启加热开关，干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。水浴振荡器恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”，调节温度设定旋钮至所需工作温度后，将“设定—测量”开关置于“测量”，此时箱内开始升温，绿灯亮（智能式或特殊要求，说明书另附）。
- 7、当温度升至所需工作温度时，调至绿灯熄灭，再作微调至绿灯复亮，在此指示灯交替明灭处即为恒温点，此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。当工作室温度稳定时（即所谓“恒温状态”）则可将控温器再稍作调整，以提高温度控制的精确度，用此法可选取任何工作温度。
- 8、干燥箱恒温时，电热恒温鼓风干燥箱应关闭高温开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温精度，工作温度小于150℃时，只需一组加热器工作，应关闭高温开关。
- 9、温度达到后，可根据试验需要，作一定时间的恒温（W型可设定恒温工作时间），在此过程中，超级恒温水浴可由控温器自动控温而不需加入人工管理。

维修服务承诺：1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制，即接到报修，立即反应，及时解决。

2.

维修站设立专门的远程应急服务，客户发现设备故障及可报修，我们将免费为您远程指导，快速解决。

3. 维修站设立专业的备用设备库，一旦设备故障确认，我们可以在完成维修的时间内，免费提供备用设备。

4. 维修站提供了保修及保养服务，客户可以根据自身情况进行选择，由我方开展延长保修期及设备保养服务。

5. 维修站为专业授权单位，我们将保证提供原厂正品配件，并提供长时间保修服务。

精宏鼓风干燥箱售后维修电话010-87172803.