

手术台 进口手术台 辰晨器械

产品名称	手术台 进口手术台 辰晨器械
公司名称	山东辰晨医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15376577770

产品详情

手术台

电动手术台使用时应注意哪些事项

1. 摆放体位前一定要确保手术床已锁定；
2. 手术床手术部位中心要正对无影灯中轴，手术台厂家，以利于手术野灯光的调节；
3. 清醒患者告知患者手术床较窄，不能乱动以防坠床，调床先告知；
4. 当病人处于较大角度的倾斜（左右、头脚）时，要保证病人已正确固定；
5. 头板侧轨勿放托手板；头脚板下折后应注意避免与底座或地面碰撞；
6. 电动床调节过程中要关注床的各线路不受压损伤，以保持绝缘层完整性；
7. 及时清除床垫上的污迹，可用20%的酒精清洁消毒；
8. 手术台面在使用前后均需用清水湿抹布擦拭，保持干燥清洁；
9. 严禁用水冲洗，消毒地面时应将手术台底轮落下推至干燥处。

手术台

电动手术床是现在越来越受欢迎的设备，可自由旋转和转化角度，能大大减轻工作人员的劳力，很适合泌尿系统、妇科、骨科的手术中。但是使用久了可能会发现电动手术床出现倾斜的情况，这是什么原

因造成的呢，应如何解决呢？下面一起了解下：

首先来判断一下电磁阀有没有故障，判断方法包括两种：一个是用三用表量测电阻，另一个用金属放上去看有没有吸力。当然如果电磁阀吸合动作是正常的。而油路阻塞也会发生上述问题。

手术台设计与制作

将直径为1.4 cm的钢筋2m，请专业人员制作成宽度为50cm、高度为50 cm的双层护栏，两层之间间隔20cm。

手术台使用方法

麻醉时病人侧卧与手术床上，将护栏安置在病人上身所处位置床旁的滑块上，拧紧滑块固定护栏。手术病人可以用手抓住护栏，防止其坠床。硬膜外麻醉和腰椎麻醉的病人，常常需要倾斜手术床，借以调节麻醉平面，达到理想的麻醉效果，除了用约束带固定病人的肢体外，手术台，将护栏固定在手术床较低的一侧，进口手术台，防止病人坠床。骨折手术病人麻醉前可以手抓护栏，快速挪动身体，缩短安置麻醉体位的时间。后外侧切口手术时需要病人仰卧，手术床倾斜于对侧，此时将护栏降到20 cm高度，手术台品牌，固定在床体倾斜一侧，靠近病人上肢。用治疗巾或包布覆盖护栏，并做好病人身体皮肤的保护，防止皮肤外露而损伤。

手术台优点

钢筋材质，安全系数高。操作简单、方便，适用多种手术。

手术台-进口手术台-辰晨器械(推荐商家)由山东辰晨医疗器械有限公司提供。山东辰晨医疗器械有限公司(www.tz1288.com)位于山东省曲阜市开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前辰晨器械在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。辰晨器械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。辰晨器械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。