

不锈钢通风柜供应 朝晖实验室设备好口碑 揭阳不锈钢通风柜

产品名称	不锈钢通风柜供应 朝晖实验室设备好口碑 揭阳不锈钢通风柜
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业生产实验室装备企业，主营产品有：化验室落地通风柜、落地通风柜上门安装、化验室通风柜型号、实验台不锈钢通风柜、玻璃钢通风柜型号、全排风式通风柜型号、台式全钢通风柜、玻璃钢通风柜安装、连体式全钢通风柜等，是实验室综合解决方案的提供者。

如何有效且正确地使用通风柜？

- 1.尽量减少空气扰动。气流扰动会降低通风柜的效率。这就是为什么找到合适的地点对维持良好的工作秩序至关重要的原因。
- 2.确保排气正常。在开始工作之前，实验室技术人员应始终确保排气正常。排出烟雾是通风柜的主要工作，因此如果通风系统的这部分不工作，则通风柜将无法有效运转。不锈钢通风柜
- 3良好的操作程序。即使在具有特殊通风柜设计的设备中，只有在有效使用设备的情况下才能实现高效率。遵循正确的操作程序是关键。不锈钢通风柜
- 4.优先管理和维护。结合适当的内务管理和更新的维护程序对于确保您的实验室通风柜有效且高性能运行至关重要。

广州市朝晖实验室设备有限公司以优质材料与精心制造，让您享有优惠的价格和高品质的产品，公司主营业务有：全钢化实验室用通风柜、玻璃钢通风柜价格、实验台通风柜型号、落地通风柜供应、不锈钢通风柜价、开放式不锈钢通风柜、实验室的落地通风柜、玻璃钢化实验室用通风柜、台式通风柜价格等。

通风柜的主要功能

通风柜的主要功能是捕获 - 稀释 - 排气：

捕获

通风柜提供了实验室第一道的污染物控制源。将危险化学品保留在通风柜内，直到它们被稀释和排出。

稀释

稀释是通风柜的关键功能。通过使用大量空气，将潜在的危险化学品稀释并从实验室中排出；正常情况下，通过通风柜的空气越多，稀释越多，以将危险化学品稀释到安全的暴露水平。不锈钢通风柜

通风柜稀释原理图

排气

在通风柜内，每小时换气300次，污染物通过实验室通风系统排放到实验室外。

没有通风柜可以在任何时刻都保持密封性，当通风柜控制失效时，实验室本身应捕获并稀释易挥发化学品，因此实验室应承受轻微的负压，并且每小时有足够的空气供应以提供第二道污染物控制。不锈钢通风柜

广州市朝晖实验室设备有限公司一直坚持“恪守信誉、以人为本”的经营理念，“科技创新、质量，客户，揭阳不锈钢通风柜，开拓创新求发展”的运营方针，坚持“诚信”的企业精神。公司主营业务有：实验台落地通风柜、实验室的不锈钢通风柜、化验室用落地通风柜、实验台通风柜生产厂家、落地通风柜价格、玻璃钢通风柜供应、玻璃钢通风柜哪家好、玻璃钢通风柜定做、开放式通风柜价格等。

普通实验室通风柜系统控制

(1)单个通风柜实验室;采用旁通型通风柜，送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下两个不同风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时，密闭阀EVD开启，双稳态定风量阀CVD2处于低档状态，满足室内换气次数不小于6次/h的要求;当实验室有人使用通风柜时，密闭阀EVD开启状态不变，双稳态定风量阀CVD2处于高I档状态，满足通风柜的排风要求;当室内无人时，手动关闭密闭阀EVD，节约能源。不锈钢通风柜

(2)多个通风柜实验室;采用旁通型通风柜和变风量通风柜，送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式和变风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用

时，密闭阀EVD开启，双稳态定风量阀CVD2处于低档状态，满足室内换气次数不小于6次/h的要求。当实验室有人使用通风柜时，不锈钢通风柜供应，密闭阀EVD开启状态不变，如使用旁通型通风柜，则双稳态定风量阀CVD2处于高I档状态，满足通风柜的排风量要求;如使用变风通风柜，不锈钢通风柜安装，则其对应的变风量阀VVD根据面风速调节排风及补风量，双稳态定风量阀CVD2处于低档状态不变。当室内无人时，手动关闭密闭阀EVD，节约能源。不锈钢通风柜

不锈钢通风柜供应-朝晖实验室设备好口碑-揭阳不锈钢通风柜由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司（www.zhaohuisy.com）位于广州市黄埔区广汕公路长平路段236号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朝晖实验室设备在实验室专用设备中享有良好的声誉。朝晖实验室设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朝晖实验室设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。