

广西手套箱专用氧分析仪厂家服务介绍「在线咨询」

产品名称	广西手套箱专用氧分析仪厂家服务介绍「在线咨询」
公司名称	艾明珂科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号
联系电话	18515419377 18515419377

产品详情

使用有机玻璃手套箱时应该注意哪些事情?

- 1、主箱体充气时，应时刻察看手套的变化，防止充气过快将手套撑破。
- 2、经由过程过渡室取放样品时要及时封1锁过渡室的内，手套箱专用氧分析仪厂家，外门，防止空气进入。
- 3、如发现门的卡扣松动或者过紧，可以调节卡扣上的螺丝，以达到zui佳密闭状态。
- 4、手套箱不利用时，应将各个门打开，防止手套箱门由于卡扣长时间挤压而发生变形。
- 5、在尝试操作时避免手套与尝试仪器及设备棱角处接触，防止手套被割破
- 6、每次尝试竣事后，应将手套箱电源掐断，防止火灾发生.

本信息由艾明珂为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，艾明珂竭诚为您服务！

手套箱常见故障及解决办法

- 1、循环和分析仪同时关掉

原因： 箱内压力瞬间过高，超过+12mbar，系统自动保护； 电压不稳，造成系统保护。

办法： 检查压力设置是否正确、压力传感器是否异常，箱体真空阀或补1气阀是否损坏，压力回复正常后，再开启分析仪和循环。 检查真空泵是否坏掉，无法运行。

2、大、小仓无法补1气

原因： 手套箱内通往大小仓的气孔可能被塑料薄膜等堵塞； 电磁阀是否没有打开。

办法： 根据管路走向，确定气孔位置，疏通管路； 检查线路及电磁阀。

3、大小仓无法抽气

原因： 大小仓内抽气孔被塑料薄膜等堵塞或舱门漏气； 仓门没关紧，或是大小仓密封圈松动。

办法： 根据管路走向，确定气孔位置，疏通管路； 关紧仓门，检查大小密封圈； 检查工作气压是否过低（因为大仓抽气阀是气动阀）。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

手套箱应用领域及用途

手套箱应用领域：

- 1、半导体工业中MOCVD技术
- 2、特种灯（HID）开发与生产
- 3、微电子、激光及等离子焊
- 4、OLED/PLED开发与生产
- 5、锂离子电池开发与生产
- 6、无机/有机化学研究
- 7、金属卤化物/金属粉末/陶瓷粉末研究
- 8、纳米材料研究
- 9、催化剂研究
- 10、YAG激光焊接

用途：操作需要隔绝空气进行实验，保护实验者免受有毒化学品的伤害。比通风柜隔绝彻底，但操作起

来比较不便。主要用于毒性特别强的情况。进行可能造成严重生物性危害的实验，例如病菌。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

广西手套箱专用氧分析仪厂家服务介绍「在线咨询」由艾明珂科技（北京）有限公司提供。艾明珂科技（北京）有限公司（www.eminex-tec.com）有实力，信誉好，在北京通州区的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进艾明珂和您携手步入辉煌，共创美好未来！