

上肢矫形器 扬州矫形器 精博辅具集团

产品名称	上肢矫形器 扬州矫形器 精博辅具集团
公司名称	合肥精博康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与长白山路交口长润大厦六楼
联系电话	18756569279

产品详情

踝足矫形器是偏瘫患者的下肢矫形器。踝足矫形器适用于足下垂、内翻尖足等情况。轻度内翻可使用重量轻的塑料踝足矫形器。重度内翻尖足应使用带双向可调止动装置的两侧金属支条踝足矫形器或硬性塑料踝足矫形器。这样既可以固定踝关节处于轻度背屈位，也可以对抗或减少步行时引起的小腿三头肌反射性痉挛，防止膝关节过伸，改善步行功能，又能随着痉挛改变调节踝关节固定角度。

穿脱矫形器的注意事项

(一)正确的穿脱方法

指导患者及家属掌握正确的穿脱方法，操作时按照程序逐一进行，做到安全，扬州矫形器，便利，不损坏矫形器。

(二)稳定牢靠

矫形器穿在肢体上要稳定，避免松脱而影响效果，矫形器的辅助件如螺丝、弹簧，弹力皮筋要牢靠，儿童矫形器，否则会造成组织损伤。

(三)穿戴时间

根据需要确定穿戴矫形器的时间，有的患者需要持续穿戴，有的只需训练、工作时穿戴；有的需穿戴数周，有的则需穿戴数月。比如对于脑卒中后的偏瘫，早期穿戴上肢吊带对预防肩关节半脱位有积极意义，但在痉挛期的患者通常不会出现拉伤或肩关节半脱位，不必继续使用吊带，上肢矫形器，否则会增加肩关节内收、内旋畸形的发生。

矫形器的原理：

矫形器通过改变肢体的承重方式来减轻肢体的轴向负荷。如承重矫形器通过减轻股骨头负荷来辅助股骨头无菌性坏死。矫形器可以通过控制关节运动，减少肌肉反射性痉挛。如踝足矫形器用于患儿可以防止步行中出现痉挛性马蹄内翻足，改善步行功能。矫形器通过改善人体肢体功能来促进人体的整体功能。在改进患者步行等日常生活以及工作能力的同时，还可促进系统和新陈代谢等人体机能。

上肢矫形器-扬州矫形器-精博辅具集团由合肥精博康复器具有限公司提供。合肥精博康复器具有限公司（www.jingbofj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！