

# 真空 高温触摸屏真空箱 标承实验仪器

产品名称	真空 高温触摸屏真空箱 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 真空机使用说明

需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，将箱门关上，高温触摸屏真空箱，并关闭放气阀，开启真空阀，接通真空泵电源开始抽气，使箱内真空度达到-0.1M Pa时，关闭真空阀，真空烘箱厂家，再关闭真空泵电源。

- 2、把真空干燥箱电源开关拨至处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，无氧真空箱，反复多次，一般120min以内可进入恒温状态。
- 3、当所需工作温度较低时，可采用二次设定方法，如所需温度60℃，一次可设定50℃，等温度过冲开始回落后，再第二次设定60℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。
- 4、根据不同物品潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先真空泵电源，再开启真空阀。
- 5、干燥结束后应先关闭干燥箱电源，开启放气阀，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物品。(解除真空后，如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，经过一段时间后，等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。准备一桶洗衣粉水和适当容量的，拿注射对认为可能漏的地方注射洗衣粉水，仔细观察注射地方是否有冒泡，有冒泡点证明该处为漏点。真空干燥机在使用过程中应该注意的问题：1.真空干燥机外壳必须有效接地，以保证使用安全

充氮真空箱自动工作循环

将工件推入真空箱，将真空箱内快速接头与工件接口连接。

手动关闭真空箱门，按下“循环启动”按钮。系统开始自动运行。检测过程完全自动化，可以在各个监控画面上进行监控。在检测过程中，如果泄露检测不合格，三层塔灯上黄色灯亮表示被测工件有大漏，黄色灯闪烁表示被测工件有微漏。此时，系统自动进入充气开箱程序，当“循环启动”按钮灯闪烁时，表示箱体和工件充气完毕，真空，操作员手动打开箱门，取出工件。1、关于场地的选择，要把试验放在干燥的空间，远离燃爆物质和易腐蚀化学药品等物质。做好泄露标记，放入对应待处理品区。泄露检测合格后，系统将对工件内的氦气进行抽空回收，直至所需的压力水平。

如果干燥度合格，则继续进行SF6充注程序。整个过程完成后，三层塔灯的绿灯亮及“循环启动”按键灯闪烁，

作员打开真空箱门，将开关柜与快速接头脱离，从真空箱内拉出开关柜，做好合格标记后，放入成品装配区。

### 真空箱式氦检漏系统操作规程

#### 一、预启动检测：

- 1、检测提供给系统的压缩空气（压力大于0.6MPa的洁净压缩空气）。
- 2、检测吹氮装置的氮气供应压力在0.2MPa之间。
- 3、确保总电源打开。
- 4、确保所有紧急停止按钮处于释放状态。
- 5、检查输入氦气瓶的压力为0.1MPa。
- 6、检查高压氦气罐出口手动阀处于打开状态。
- 7、检查排气管路的出口通畅。
- 8、检查PLC通信接口没有与其它任何通信电缆连接。
- 9、检查PLC主机的运行状态是否存在运行状态

真空-高温触摸屏真空箱-标承实验仪器(诚信商家)由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）有实力，信誉好，在上海松江区的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。9、数显真空干燥箱LCD屏亮度低数显真空干燥箱检查高压板ADJ亮度调节电路----换灯管---换高压板---调整或更换导光板。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进标承实验仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！