

绍兴通风柜 请选择云照环保设备 通风柜厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 绍兴通风柜 请选择云照环保设备 通风柜厂家 |
| 公司名称 | 浙江云照环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区瓶仓大道966号IOT未来城2幢c座702 |
| 联系电话 | 13757187830 |

产品详情

在进行各种实验过程中，难免会产生各种不同的有毒气体，有些甚至对人体的危害极大，因此保持室内空气的新鲜与洁净就显的尤为重要。通风橱是实验室内的一种局部排风设备，它可以将实验中所产生的有害气体排放到室外，内部结构还包括了通风系统、配电系统、给排水系统等辅助设施，需要经过安装调试后才能运行，那通风橱有哪些功能作用？

- (1) 释放功能：应具备将通风橱内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，通风柜多少钱，使其稀释后排至室外的机构。
- (2) 不倒流功能：应具有在通风橱内部由排风机产生的气流将有害气体从通风橱内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现，一台通风橱与一台通风机用单一管道连接是1好的方法，不能用单一管道连接的，也只限于同层同一房间的可并联，通风机尽可能安装在管道的末端（或屋顶处）。
- (3) 隔离功能：在通风橱前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风橱内外进行分隔。
- (4) 补充功能：应具有在排出有害气体时，从通风橱外吸入空气的通道或替代装置。
- (5) 控制风速功能：为防止通风橱内有害气体逸出，需要有一定的吸入速度。

浙江云照环保设备有限公司是一家专业从事实验室家具、实验室设备，实验室通风系统生产及安装等业务的企业。

通风柜的使用保养

实验室通风柜使用效果的好坏，除了正确地设计之外，还与合理地使用和保养有很大的关系，因此应注意以下几点：

(1) 在实验过程中，产生有害物的实验装置，应放在通风柜内柜操作口大于150MM的地方，防止有害物质溢出；

(2) 通风柜的实验装置不应遮挡排风狭缝；

(3) 实验完毕后，不应立即关闭风机，须待3~5分钟后才关闭；

(4) 通风柜不应作贮藏柜使用；

(5) 通风柜内部应经常保持柜内表面光洁与密闭，要定期彻底地清理与打扫，通风柜价格，如有损坏，须及时检修；

(6) 通风机、风管及有关附件，都应定期检修。

(7) 每隔一段时间，须对通风柜进行一次测定和调整；使通风柜在设计情况下运行；

(8) 通风柜内温度，如瓦数大的电炉应垫块垫板，不宜长时间存放开启，以免影响风柜的使用。

通风柜分类：

1.活动式通风柜：在现代化试验室修建中，有时还装备一种通用试验室(试验大厅)，其间的试验工作台、水盆通风柜等设备都可随时移动，不用时也可推入邻近的贮藏室。这种通风柜宜用木材、塑料或轻金属制造，以便移动；

2.旁通式通风柜：当试验室思考起伏通风柜扫除室内空气时，选用这种通风柜对比抱负，因为当柜门全闭时并不影响室内的换气量；

3.自然通风式通风柜：长处是不耗电;能日夜连续换气(经实测室内换气可达6次/h)，有利于室内换气;无噪声和振荡;因为没有机械设备，简略保养;结构简略，造价低价。但它的运用受必定条件约束，凡毒性较高和不发生热量的试验，都不宜选用，绍兴通风柜，有的房间，在夏日也不宜运用；

4.补风式通风柜：关于有空气调节体系的试验室或洁净试验室，选用这种通风柜是很抱负的，既节省了能量，又不影响室内的气流组织；

5.狭缝式通风柜：狭缝式通风柜是在其顶部和后侧设有排风狭缝，对各种不一样工况都能取得杰出的作用。但布局对比复杂，制造也较费事；

6.顶抽式通风柜：这种通风柜的特点是布局简略、制造方便，合适有热量发生的场合。

绍兴通风柜-请选择云照环保设备-通风柜厂家由浙江云照环保设备有限公司提供。浙江云照环保设备有限公司（www.yunzhaohb.com）位于杭州市余杭区瓶仓大道966号IOT未来城2幢c座702。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云照环保设备在实验室专用设备中享有良好的声誉。云照环保设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。云照环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yunzhaohb.cn）还是从事杭州通风柜，杭州实验台，杭州试验台的厂

家，欢迎来电咨询。