

# 多道移液器规格 多道移液器 苏州陶迈森分析仪器

产品名称	多道移液器规格 多道移液器 苏州陶迈森分析仪器
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

## 产品详情

从大体积调节至小体积时，为正常调节法，调节到刚好就行;从小体积调节至大体积时，就需要先调节超过设定体积的刻度，再回调至设定体积，可保证尤佳的精准度。(这是由于计数器里面有一定的空隙，需要弥补)。3、预洗枪头：在我们安装了新的枪头或增加了容量值以后，多道移液器的使用，应该把需要转移的液体吸取、排放两到三次，这样做是为了让枪头内壁形成一道同质液膜，确保移液工作的精度和准确度，使整个移液过程具有极高的重现性。

3、检查外观:按动排放按钮，感觉是否顺畅，听是否有噪音，多道移液器规格，观察排放杆是否有弯曲;旋转调节按钮，观察计数器的读数是否有偏差。4、白套筒端口向下，多道移液器使用，轻轻提起手柄放入盛放盘内，按住活塞尾部，将白套筒端口向上，置于盛放盘上部，小心取出活塞组件，以免弄掉零件;5、从活塞杆上或白套筒内取出密封圈，放入盛放盘内。6、安装，其步骤与拆卸正好相反。需要注意的是，密封圈的黑色部份朝向白套筒，白色部份朝向手柄。

### 维护保养

如不使用，要把移液枪的量程调至定值的刻度，多道移液器，使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。

建议定期清洗移液枪，可以用肥皂水或60%的异丙醇，再用蒸馏水清洗，自然晾干。

高温消毒之前，要确保移液器能适应高温。

校准是可以在20-25度环境中，通过重复几次称量蒸馏水的方法来进行。

使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中，看看液面是否下降。如果漏液，原因大致有以下几方面：

1、枪头是否匹配；

2、弹簧活i塞是否正常；

3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此)，则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体，然后再移液。

多道移液器规格-多道移液器-苏州陶迈森分析仪器(查看)由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。苏州陶迈森科学仪器有限公司 (taomaisen.1688.com) 是一家从事“光栅,针,比色杯,移液器,比色皿,水质分析仪,实验箱等。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“实验室分析仪器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使陶迈森科学仪器在分析仪器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！