

# 泰康阳光 TAKAN轮椅厂家 TAKAN轮椅

产品名称	泰康阳光 TAKAN轮椅厂家 TAKAN轮椅
公司名称	天津泰康阳光科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区
联系电话	15022363726

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津泰康阳光科技发展有限公司

### 凹口式刹车的结构及注意事项

#### 轮椅的结构

1、刹车 大轮应每轮均有刹车，当然象偏瘫者只能用一只手时，只好用单手刹车，但可装延长杆，操纵两侧刹车。刹车有两种：

(1)凹口式刹车。此刹车安全可靠，TAKAN轮椅专卖店，但较费力。调整后在斜坡上也能刹住，TAKAN轮椅厂家，若调到1级在平地上不能刹住为失效。

(2)肘节式刹车。利用杠杆原理，通过几个关节而后制动，TAKAN轮椅销售，其力学优点比凹口式刹车强，但失效较快。为加大患者的刹车力，常在刹车上加延长杆，但此杆易损伤，如不经常检查会影响安全。

2、椅座 其高、深、宽取决于患者的体型，其材料质地也取决于病种。一般深为41、43cm，宽40、46cm，高45、50cm。

3、座垫 为避免压疮，坐垫是不可缺少的元素，垫子的选择上也要高度注意。

4、脚托及腿托 腿托可为横跨两侧式，或两侧分开式，TAKAN轮椅，这两种托都以采用能摇摆到一边和可以拆卸的为。必须注意脚托的高度。脚托过高，则屈髋角度过大，体重就更多地加在结节上，易引起该处压疮。

5、靠背 靠背有高矮及可倾斜和不可倾斜之分。如患者对躯干的平衡和控制较好，可选用低靠背的轮椅，使患者有较大的活动度。反之，要选用高靠背轮椅。

5、扶手或臂托 一般高出椅座面22.5~25cm，有些臂托可调节高度。还可在臂托上架上搭板，供读书、用餐。

### 电动轮椅使用注意事项

1.确保上下电动轮椅前先关闭电源;

2.两个电机上的离合器均处于电动状态;

3.将搁脚板向上收起或扶手向后掀起，坐进轮椅后，再将搁脚板、扶手放下;

4.检查轮胎气压是否充足、有无漏气现象。

5.及时充电，电动轮椅电池必须经常充电，不可长时间不充电导致蓄电池亏电严重造成续航力降低甚至电池损坏;

6.如没有电磁刹车请时常要检查手动刹车是否正常;

7.椅套及背靠：要用温水及稀释的肥皂水清洗椅套皮背靠，并避免将轮椅储存在潮湿的地方;

8.润滑及一般保养：隔一段时间需要给电动轮椅传动部分加适量润滑油并检查固定件是否牢固;

9.请勿将电动轮椅放置于潮湿的地方，避免敲打控制器，在搬运电动轮椅时，请将控制器严加保护，清洁电动轮椅时使用稀释后的清洁液沾布擦拭，不可食用使用含酒精的清洁剂。

。

## 如何让你的电动轮椅寿命更长？

电动轮椅的轴承以及连接部位的固定件建议定期加固并涂抹一点黄油。电动轮椅的前后轮上的轴承属于易损件，使用过程中极易缠绕头发丝等丝状物体。这些丝状物体虽然不影响使用，但是日积月累会将轮毂内的轴承损坏，从而增大了维修频率。建议日常使用电动轮椅过程中隔一段时间将轮毂拆下来清理掉轴上的丝状物，这样可以大大的延长轴承的使用寿命；无论电动轮椅还是电动代步车车架的连接部位建议定期紧固并涂抹少量黄油，以防螺栓和连接部位锈蚀；

泰康阳光(图)-TAKAN轮椅厂家-TAKAN轮椅由天津泰康阳光科技发展有限公司提供。天津泰康阳光科技发展有限公司（[www.tjtakan.com](http://www.tjtakan.com)）是天津天津市器械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰康阳光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰康阳光更加美好的未来。