

隔物灸膏贴招商 医保挂网 贴膏贴剂厂家

产品名称	隔物灸膏贴招商 医保挂网 贴膏贴剂厂家
公司名称	山东日照海旭医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海旭 规格:可定制 产地:菏泽单县
公司地址	济南市市中区万达广场c座505
联系电话	15169078610

产品详情

相比直接灸，隔物灸一可减轻患者痛苦，二可灸药并用，提高疗效，所以更受百姓和医家欢迎。对骨关节疾病，特别是颈、腰椎病，关节炎治疗效果z为明显。其有养筋荣脉、逐寒祛湿、行气活血的作用，可以温经通络、活血化淤、消症散结，能明显缓解颈、腰椎酸胀疼痛，头痛、头晕及肢体关节酸痛、强迫体位等。能取得立竿见影的效果。海旭隔物灸的优势（1）使用方法非常便捷，一撕、一撒、一贴，解放双手，更可以同时隔物灸多个穴位，使隔物灸成为日常养生美事。（2）体型小巧、方便携带，在哪都可以使用。（3）易用，贴上后不妨碍任何工作、生活，灸贴用时6-8小时。

- 【注意事项】
- 1、热疗贴为外用灸贴,切忌内服,皮肤破溃处忌用,孕妇禁用。
 - 2、承重货受压部位(如睡觉时颈部、背部、腰部、承受的压力为加重),谨防烫伤。
 - 3、少数对医用胶过敏者,可将护翼剪短或完全剪掉自行固定,不影响效果。
 - 4、不使用请不要撕开内袋,一旦撕开内袋,热敷贴会自行发热。
 - 5、正常使用时,极少数患者使用热敷贴后起泡(故称灸癍),可用消毒针挑破,放出积液,一般涂擦抗菌药膏3-5天可愈,严重者或遵医嘱,痊愈后可继续使用。
 - 6、糖尿病患者和有末梢循环障碍者,使用时请遵医嘱,过敏体质者慎用。
 - 7、使用热敷贴后如有不适,请暂停使用或遵医嘱。密闭、置阴凉干燥处保存。
 - 8、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。
 - 9、使用过程中,若感觉过热可适当加以隔垫,谨防烫伤;睡前慎用,谨防无痛感的低温灼伤。