

# 红外高频气血循环机 杰康

产品名称	红外高频气血循环机 杰康
公司名称	上海杰康电子科技有限公司
价格	960.00/件
规格参数	品牌:杰康 产品类别:按摩仪/按摩器 部位:全身
公司地址	中国 上海市虹口区 虹口公园东门(甜爱路339弄4号45室)
联系电话	86 021 26391650 13611858079

## 产品详情

品牌	杰康	产品类别	按摩仪/按摩器
部位	全身	电源方式	交流
工作方式	电动		

气血循环机主要参数：额定电压：220v 额定频率：50hz  
 输入功率：180w 额定负载：120kg 净重：16 kg  
 外形尺寸：40cm × 35 cm × 25cm 40cm × 55cm × 96 cm 气血循环机实行“三包”，附有保修卡，保修2年，终身维修。公司对气血循环机的用户绝对负责，完善的售后服务定会使用户满意。

2、气血循环机是根据足部反射区健康法原理：以高频率螺旋振荡方式产生顺时针方向的旋涡力（克服地心的吸引力）。按摩刺激足、手等反射区，推动气血运行，加速血液循环，改善自身各组织、器官，尤其是大脑的供血、供氧情况。使用康君气血循环机能改善微循环，激发人体的潜能，启动体内的调节机制，以“不动”达到运动效果，使人神清气爽，活力倍增，达到气血畅通，强身健体的预期效果。3、气血循环机的顺时针螺旋式振动符合“天人合一”自然法则：（1）顺时针转动是自然界的普遍规律：你在自然界见到的地球自转、爬藤植物的生长、龙卷风的旋转，甚至生物细胞内脱氧核糖核酸（dna）的双螺旋分子结构，无一不符合顺时针方向。（2）顺应人体-宇宙全息理论：人体为一小宇宙，人的生命活动与宇宙万物遵循着共同规律，并受到宇宙万物的广泛制约和影响，符合宇宙客观规律就能使机体内脏活动有序进行，使人体内各系统与外环境得以维持在精细平衡上。（3）螺旋式转动符合人体的生理结构，像人体脊椎具有s型生理弯曲一样，均是为了缓冲外来暴力，保护体内重要脏器免受振荡之弊。最佳适应：你有下列困扰吗？助你一臂之力 你有倦怠乏力、精力不足；让你精力充沛，体、脑轻松 你有体重超标、活动不便；让你轻松减肥，美容瘦身 你想养颜美容、青春永驻；会以内养外，使你岁月无痕 你想老有所为、老有所乐；让你活力百倍，延年益寿 你有工作繁忙、运动不足的遗憾；让你每天保持5公里的运动量 你有气滞血淤、手脚冰冷；使你活络经脉，祛寒生温 你有不能入眠、早醒的苦恼；带你步入梦乡，远离药物依赖 你有腰酸背痛、关节僵硬；让你步履轻健，疼痛有减

医学根据：经中国  
心血管杂志科技发

展中心、中国医学信息学会心脏监护研究中心等单位在上海市第一人民医院医技楼作四项生理实验报告表明：在康君气血循环机上，高频螺旋振荡十五分钟，收缩压下降，舒张压下降8.0mmhg下肢动脉血流速率平均提高54.4%，微循环血流速平均增加<130.8%上肢末梢血液循环变化，平均增加57.4% 1、可明显提高大动脉血流速度和肢体末梢血液循环的速度（有活血）的生理效应。2、有明显改善微循环效应。3、对（血压）收缩压和舒张压，都有即刻的降压效应。4、提示对心率变化没有明显的影响。

1、疏通微循环、净化血液、协调脏腑、减轻疼痛 双脚处于人体最低位，其血液回流必须克服地心吸力、逆流向上，在长期固定体位工作、运动量不足的人群中，其血流速度必处于缓慢、瘀滞状态。微循环是指人体内最细小的毛细血管中的血液循环，微循环是人体内进行物质交换的基本场所，体内代谢后过剩产物，长期积累产生毒素，若不能及时交换排出，势必影响细胞功能而引起自身中毒，同样各脏腑细胞亦无法从血液中得到营养物质与氧气，通过康君的高频率螺旋振动，犹如在双脚底加上一个血泵，使血液循环加速、微循环疏通、养料与氧气得以滋养体内各组织，由此细胞活化，脏腑功能增强；血流顺畅带走体内毒素、净化了血液。按中医“

通则不痛，痛则不通”的理论，既然整体血液循环得到改善，则疼痛自然缓解。2、启动体内调节机制、增强自我修复能力 双脚为人体全息元，即双脚内包含人体的全部信息，因为双脚有与人体内各种器官相对应的特定区域，又是神经末梢的聚集点。高频率螺旋振动的良性刺激，通过神经反射，可激发人体内巨大的潜能，即启动体内自我调节机制，激活活化各器官的潜能，释放各种治疗因子，充分发挥自身的修复能力，提高天然的防御能力，以收到意想不到的神奇效果。自身的调节具有双向性，不会使机体受到损伤，如高血压患者使用后，血压会下降，低血压患者长期使用，血压会逐渐转为正常。既能使慢性腹泻者减少大便次数，又能使习惯性便秘者大便通畅。3、远离“亚健康”走出“第三态” 国际卫生组织称“亚健康”为“第三状态”，是介于健康与疾病间的中间状态，属似病非病的病前阶段，据目前不完全统计“亚健康”占全人群70%，“第三态”是现代企业家，中年知识分子的隐形杀手。其内因为运动量缺少，引起的体内新陈代谢的减弱，外因为生存状态的竞争加剧、生活方式的变化。第三态人群往往出现疲倦乏力、头晕、腰酸背痛、易感染等警告信号。如及时警觉，积极主动采取自我保健措施，可逐步转向健康态。人体生命活动依靠体内不停息的新陈代谢，机体的代谢状态决定其健康状态和活力。青少年之充满活力与老年人的活力下降，无不取决于其各自的代谢旺盛与衰退。一切有效治疗措施，其目标也是使体内新陈代谢趋于正常。坚持适量的运动可增强

		<p>体内代谢，消耗能量，改善睡眠。每日站上康君气血循环机10-15分钟，轻而易举地使你得到2-5公里的运动量，只要你用极少的时间，持之以恒，必能自然地走出“第三态”。</p>
<p>下列情况不宜使用：（或遵医嘱）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、各种出血病症（包括妇女经期）及外科急性病。</li> <li>2、心、肝、肺、肾、脑等重要脏器功能严重受损者。</li> <li>3、妇女妊娠期、七周岁以下儿童。</li> <li>4、下列心肺病情况严重者： 风湿性、先天性、肥原性心脏病、慢性房颤、装有心脏起搏器、严重肺心病、肺结核活动期。</li> <li>5、动脉病、大动脉炎、血栓闭塞性脉管炎、深静脉血栓、糖尿病性坏疽、丹毒等。</li> <li>6、恶性肿瘤未痊愈者。</li> <li>7、急性中毒、急性感染、传染病。</li> <li>8、青光眼、视网膜剥离。</li> </ol>		
<p>注意事项：1、使用前务必仔细阅读说明书，选择适合本人的操作方式，采取循序渐进、逐步适应的方式。克服急于求成的心态。2、以脱袜直接接触机器为佳，糖尿病者垫以毛巾，以免损伤，如有脚部外伤、疮疖、脓肿请暂停使用。3、饭后一小时方可使用，入浴前后若使用本机，宜相隔二十分钟。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4、避免空调、冷风直接面对使用者。</li> <li>5、为加速体内毒物排泄，使用前后可饮水300-500毫升。</li> <li>6、慢性病者切勿擅自停药。7、老人骨骼变脆，关节僵硬，儿童皮薄肉嫩，骨骼细柔，使用时注意力度。</li> </ol>		
<p>机器使用注意事项1、机器连续使用1小时后，需暂停十分钟，以延长使用寿命。如长时间不使用，应切断电源。2、防止杂物、硬币落入按摩盘与机壳的缝隙内，而损害旋转功能。3、放机器的地面必须平整，机器底面的通风孔与地面间应保持适当的通风空间，地毯上使用时，需垫橡胶平板，防止堵塞进风口，进风口要定期清洁。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4、使用中不可在振荡板上作剧烈动作。</li> <li>5、防止手脚伸进按摩盘与机壳的缝隙。</li> <li>6、搬机时注意：搬移方式是以双手握住振荡板两侧，慢慢提起，切勿猛拉电源线。</li> <li>7、操作说明：</li> </ol>		
<p>机器放置平整地面，接通电源，将定时旋钮旋至所需的时间刻度上，再在定时控制器侧面选择所需的档次，按下开关，机器便开始运转工作。定时控制器侧面开关指示“二”为快速，“一”为慢速，</p>		

“o”位为“关”，即停机。定时旋钮应按指示的方向顺时针旋转，切勿反向旋转，否则会损坏定时控制器。使用机器时发现异常或故障，请向公司服务热线（63179440）咨询，若擅自盲目拆卸修理导致机器损坏，后果自负。

正常反应：1、双脚轻度肿、热、痒、麻微循环较差（血瘀）的使用者，初次使用后，双脚出现充血、热感，发痒，过后可呈浮肿，这是由于体内微循环差，用机后体内循环加速，下肢血管扩张，液体外渗，刺激血管周围神经末梢，一般3天为高峰。双脚是“足三阴”、“足三阳”的经络起止点，用机后经络得以疏通，发麻如针灸“得气”，使用完毕后约10-15分钟消失。2、脚掌水泡大多为初次使用者，因站姿时心情紧张，双脚掌过度用力紧靠振动盘中央隆起部，长时间加压局部所致，一般水泡发生多见于双脚内侧或拇指，一旦产生，不必害怕，可顺其自然，勿刺破以免感染，下次使用避开有水泡部位，一般2天消退。3、尿色变深，大便次数增加少部分使用者发现尿色加深，臭气加重或有大便次数增加，一般一日不超过4次，2-3天后次数减少，大便性状转好，此为体内排毒反应。4、周身无力、疲倦嗜睡体质较差者、健康透支、疲劳积累可有此症出现，此为还清“前债”，健康收支趋衡，提高体质的慢性调理过程，部分可延长到10天，此期间必须检查使用有否超量。5、局部疼痛加剧，疼痛可在原有病变部位如颈、肩、膝，也可在原无病变部位而突发疼痛，多见腰与膝。前者为调理过程中出现症状，后者为原有潜在病灶的发掘，一般在7天内会逐步消退，如有逐步加重的情况，需去医院明确诊断后再使用。