

# 拔罐器 配件 拔罐器大型抽气泵拔火罐 火罐 拔火罐配件 批发

产品名称	拔罐器 配件 拔罐器大型抽气泵拔火罐 火罐 拔火罐配件 批发
公司名称	南风厨柜配件厂
价格	4.00/个
规格参数	产品类别:拔罐器 品牌:磊哥 货号:LG-0001
公司地址	中国 浙江 金华市 永康市兴达二路6号
联系电话	86 0579 87501683 13758990231

## 产品详情

产品类别	拔罐器	品牌	磊哥
货号	LG-0001	规格	LG-0001
箱装数量	100	产地	浙江
加印LOGO	不可以	是否提供加工定制	是
材质	塑胶	拔罐个数	1

厂家直销、货真价廉：

本店拔罐器厂家直销，可订做各种不同规格包装的拔罐器。

付款方式：

支付宝（特别推荐）相当于货到付款；不方便的买家也可以选用银行汇款，请与店主联系！

店主声明：

店内图片：我们都是采用100%的实物拍摄，但是在不同光线和显示器下看商品都会有不同的色差问题，因此，带给您不便，希望您能够谅解。网上购物不能看到实物，难免会和想象不同，请挑剔的买家谨慎购买，以免事后产生不必要的纠纷。此类问题不能作为：投诉、中差评、退换货的依据。

拔罐器简介：

拔罐器法是中医外治方法之一，是根据中医理论和经络学原理，将罐具叩拔于人体经络穴位上，通上负压的吸拔、刺激等作用。以祛除人体表层乃至深层组织的风、寒湿、热、毒等病邪，达到疏通经络，平衡阴阳，通畅气血，消肿止痛，扶正祛邪，增强抗病能力，促进疾病康复，提高健康水平。拔罐器是正传统火罐基础上的继承和发展，其特点是变点火排气为真空抽气，操作简便，安全可靠易于掌握，适用范围广。罐体透明，壁厚边宽，密封性好，吸拔力度可自我控制，自行调节。罐具用无毒、优质材料制成，对人体无害。

一、使用方法：方法（1）：（a）使用前，应先将罐体上端的阀杆向上提一下，以保证气体畅通。（b）真空抽气泵口套住罐体上端阀杆后，垂直提拉拉杆4次左右，达到适当负压。使用结束起罐时，将罐体上端阀杆轻轻提起，罐具便可取下。（c）罐具使用后，应用医用酒精或消毒液擦拭，不可蒸煮，走罐时勿使用红花油做润滑剂，以防罐具受损。方法（2）：（a）根据病情选择不同体位拔罐，如坐位，俯卧位、仰卧位、侧卧位等。（b）拔罐时间，一般每日一次或隔日一次，每次5-15分钟（经常起泡者，年老体弱者及儿童以下5-7分钟为宜），7-10次为一疗程。休息3-5天后可进行下一疗程。亦可根据个人身体情况灵活掌握。（c）根据不同部位及病情可采用留罐法（罐具吸拔在应拔部位后滞留一定时间的方法）、闪罐法（罐具吸拔于施治部位，手握罐体快速拔出发出响声以不留印痕为宜）、走罐法（罐具吸拔住后，将罐自上而下反复拉动，直至皮肤潮红）及刺络拔罐法等多种方法。（d）拔罐器可群拔（多罐），也可单拔，如拔阿是穴（即痛点处），其手法有重拔、轻拔、使用时可密排或疏排。年老体弱者及儿童应疏排、轻拔、时间短。

## 二、拔罐器的应用

（1）内科疾病（a）坐骨神经痛症状：腰臀部、大小腿后外侧及足背外侧发生放射样、烧灼样或针刺样疼痛。取穴：肾俞、环跳、殷门、委中、承山、悬钟、风市。（b）关节炎症状：关节疼痛、肿胀酸麻、屈伸不利。取穴：上肢：大椎、肩髃、曲池、外关、合关。下肢：环跳、阳陵泉、足三里、风市。脊柱：身柱、大椎、腰阳关。

（2）骨伤科疾病（a）颈椎病症状：颈痛、僵硬、疼痛可放射至前臂、手指、指尖麻木，头痛头晕、恶

心。取穴：大椎、肩中俞、天宗、曲池、合谷、新设。（b）肩周炎症状：肩部疼痛，夜间尤甚，局部压痛，活动受限。取穴：肩髃、极泉、阿是穴（即压痛点）。（c）落枕症状：颈项强硬疼痛，转动不利。取穴：大椎、风门、肩中俞、外关、阿是穴（即压痛点）。（d）急性腰扭伤症状：腰部剧痛、腰不能伸直，仰府、转侧均困难。（24小时内不拔罐）。取穴：腰阳关、委中、肾俞、阿是穴（即压痛点）。（e）慢性腰痛症状：持续性腰部隐痛。劳累受凉加重。取穴：命门、肾俞、委中、志室。

### 三：注意事项：

（a）重度心脏病。心衰、有出血倾向疾病、孕及妇女经期下腹部拔罐处溃疡、大血管处、心搏动处、昏迷、骨折、不能拔罐。（b）拔罐后宜喝热开水，半小时内罐迹不要用凉水冲洗。（c）拔罐后留下瘀斑（青、紫、黑、赤等色）是一种病象反应，如多黑属受风寒，黄赤则热。瘀斑三、五天后会自行消退，不必担心；在治疗时间内，皮肤出现水泡均属正常现象，水（血）泡较大时，应做常规消毒，然后用消毒针具刺破，棉球擦净，再次用75%医用酒精消毒，以防感染。

### 注意：

1、由于电脑显示器性能差异，您看到的图片可能会出现色差、模糊等现象，请您以拿到手的实物为准，本商城保留最终的解释权。

2、在购物过程中，您如果遇到任何疑问，可以咨询本商城客服人员。

友情提醒：此价格是单把抽气泵价格，不含连接管