

# 锦康 真空拔罐器 6个 拔罐器 6罐 拔火罐 拔火罐

产品名称	锦康 真空拔罐器 6个 拔罐器 6罐 拔火罐 拔火罐
公司名称	南风厨柜配件厂
价格	4.00/个
规格参数	产品类别:拔罐器 品牌:锦康 规格:6个
公司地址	中国 浙江 金华市 永康市兴达二路6号
联系电话	86 0579 87501683 13758990231

## 产品详情

产品类别	拔罐器	品牌	锦康
规格	6个	箱装数量	100
产地	浙江	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是	材质	塑胶
拔罐个数	6		

型号：jk6-010 100盒装 外箱尺寸：90\*45\*30cm

中国真空拔罐法是以利用机械抽气原理使罐体内形成负压，使罐体吸附选定的部位（穴位或病灶点），使皮下及浅层肌肉充血，刺激人体皮部、经筋、经络穴位以达到排除毒素、疏通经络、行气活血、扶正固本、促进新陈代谢、调动脏腑功能最终以达到净血血液的一种非药物自然物理生态疗法。拔罐疗法从古到今，尤其是新科技日新月异的当今，老式火罐、竹罐等传统罐本身具有先天不足与局限已不能适应现代的需要，如火罐投火法操作不慎可烫伤患者肌肤，从传统罐制做取材方面看，动物犄角有不容易收集且口径不统一等缺点，陶瓷、玻璃罐怕摔易碎，陶瓷、金属、竹木罐又不易及时随意观察皮肤表面的变化，综上所述，传统罐有口径单一、容易烫伤、易于损坏、不易观察、适应症少、不易起罐、负压不易调节等缺点，已难以适应现代的要求了。真空拔罐疗法从各方面较传统拔罐都有了长足发展，首先从罐体制作材料方面从以动物犄角、陶瓷、竹木、金属、玻璃到现在的树脂注塑，克服了传统拔罐器口径单一、易于损坏、不易观察、不易起罐等缺点。在拔罐罐体内负压形成方面从煮水排气、燃火排气、挤压排气发展到现在的抽气泵直接抽气，克服了传统拔罐容易烫伤皮肤、不易调节负压、不易起罐等缺点。在临床治疗方面从单纯吸拔脓血治疗疮疡外科疾病发展到现在能治疗内、妇、儿、外、骨伤、皮肤、五官等科数百种病症。尤其以它具有操作容易，无副作用等优点，深受广大群众喜爱。真空拔罐器优点：

罐口尺寸大小多样，适应于人体较多部位（穴位、病灶点）拔罐。

罐体透明易于随时观察患者皮肤表面出痧等变化。

罐口有平口罐，适于走罐、留罐等；波形罐（关节罐）易于关节或其他非平坦部位的拔罐。

罐内负压可调节，且负压大而持久。

易于操作，无明火烫伤之虑。

起罐容易、安全、不会出现传统罐起罐不易的问题。

经久耐用，不怕摔打（一米高自然落地不会损坏）。

因真空拔罐器质量较轻故携带方便。

#### 刮痧疗法适应症

内科病症：感受外邪引起的感冒发热、头痛、咳嗽、呕吐、腹泻以及高温中暑等，急慢性支气管炎、肺部感染、哮喘、心脑血管疾病、中风后遗症、泌尿系感染、遗尿症、急慢性胃炎、肠炎、便秘、腹泻、高血压、眩晕、糖尿病、胆囊炎、肝炎、水肿，各种神经痛、脏腑痉挛性疼痛等，诸如：神经性头痛、血管性头痛、三叉神经痛、胆绞痛、胃肠痉挛和失眠、多梦、神经官能症等病症。除慎用症和禁忌症以外的各种病症，包括一些疑难杂症均可用全息经络刮痧法治疗。外科病症：以疼痛为主要症状的各种外科病症，如急性扭伤，感受风寒湿邪导致的各种软组织疼痛，各种骨关节疾病，坐骨神经痛，肩周炎，落枕，慢性腰痛，风湿性关节炎，类风湿性关节炎，颈椎、腰椎、膝关节骨质增生，股骨头坏死，外科如痔疮、皮肤搔痒症、荨麻疹、痤疮、湿疹、脱发等病症。

儿科病症：营养不良、食欲不振、生长发育迟缓、小儿感冒发热、腹泻、遗尿等病症。五官

科病症：牙痛、鼻炎、鼻窦炎、咽喉肿痛、视力减退、弱视、青少年假性近视、急性结膜炎、耳聋、耳鸣等病症。妇科病症：痛经、闭经、月经不调、乳腺增生、产后病等。

保健：预防疾病、病后恢复、强身健体、减肥、美容等。

锦康 真空拔罐器6罐 正品 拔火罐 拔气罐不含纸卡筒套装

温馨提醒：以上此款不含连接管和磁针。需带连接管和磁针

#### 一、传统中医 中华瑰宝

中医经络疗法、治愈多种疾病疏经活血、提高机体免于功能

#### 二、保健礼品 老少皆宜

新颖保健礼品、馈赠亲朋好友外型精美、品种齐全、经济耐用

#### 三、内病外治 疗效独特

集针灸、按摩、刮痧等疗法为一体祛除体内风、寒、湿、热、毒

#### 四、自我诊断保健预防

纯物理疗法、安全迅速临床应用、详见说明

**拨罐器使用方法** 使用前，先将罐体上端阀杆向上提下，保证气体畅通。将真空抽气泵口套住罐体上端后，垂直提拉拉杆4次左右，达到适当负压。使用结束起罐，将罐体上端阀杆轻轻提起，罐具便可取下。人体肌肉较少部位或毛足、关节处可用食用面做成面圈垫置罐口下，以达密封效果。

**产品配置：** 1：6个罐具（1号罐/1只,2号罐/1只，3号罐/1只,4号罐/1只，5号罐/1只,6号罐/1只）  
2真空抽气泵 1把 3：说明书 1份（附人体穴位图），更多介绍请仔细阅读说明书 尺寸：6个型号，每个型号1个（共6罐）；\* 1号罐约6.5 c m \* 2号罐约5.8 c m \* 3号罐约5 c m \* 4号罐约4.2 c m \* 5号罐约3.2 c m \* 6号罐约2.6 c m