

# 冷敷热敷袋，家庭必备，大促销

产品名称	冷敷热敷袋，家庭必备，大促销
公司名称	南通冰爽爽贸易有限公司
价格	7.00/套
规格参数	品牌:冰爽爽 材质:PA 容量:400 ( ml )
公司地址	暂无
联系电话	86 0513 83550301 15951300792

## 产品详情

品牌	冰爽爽	材质	PA
容量	400 ( ml )	产地	南通
贸易属性	内贸		

### 产品说明：

现代医学越来越提倡冷热敷疗法，其冷敷能使人体表层受冷而致血管收缩，减少致痛物质释放，从而控制及减轻症状。热敷则是增加人体表层温度继而使血管扩张，加大血液流量，改善人体微循环，达到减轻症状及加快痊愈的目的，其特点如下：

- 1、本品由高聚化合物及多种生物元素组成，科学的配方使敷袋富有弹性且在零下20 的环境中长时间存放仍能保持柔软的手感，俗称“不冻冰袋”。
- 2、本品使用时可按所敷部位随意弯曲，贴近关节和肌肉，使敷疗更有效。
- 3、本品经预冷或预热处理后使用，可以适应无限次冷热交替。

### 产品适用：

冷敷：适用于人体物理降温，能迅速消除因发热、中暑、扭伤、腮腺炎等所引起的不适或痛楚；可改善用脑过度引起的头晕眼花、健忘等不适感，减轻偏头痛、神经衰弱、失眠等脑疲劳综合症及外伤止血、止氧、止痛、扭伤、烫伤等；还适用于中、小学生学习、考试时降温防暑、醒脑提神，是医院和家庭必备的医疗保健用品。

热敷：能缓解风湿痛、关节痛、神经痛、坐骨神经痛、颈椎痛，改善及减轻手术后粘膜、疤痕；有效促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能；促进经络畅通。热敷相关穴位，清除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。

使用说明：

冷敷：将冰爽爽护袋（不含布套）放入冰箱里冷冻2小时以上即可，放入布袋里使用。平时保存可放在冰箱中，以备不时之需，如无特殊原因，使用时间不超过五分钟。使用时，一定要放入布套中。以免冻伤。

热敷：将冰爽爽护袋（不含布套）放入开水（温度不超过80°）中5分钟以上即可，使其充分受热后就可使用。不要放在沸水中蒸煮，以免破坏袋体。或使用微波炉加入1分钟即可。如效果不明显，可适当延长加热时间。最多不超过2分钟，以免爆袋。

注意事项：

- 1、本敷袋只适合外用，如不慎损坏包装使内液沾及眼睛或皮肤，用清水洗净即可。
- 2、为防止温度过高或过低，使用时最好用毛巾或棉布包裹，如敷用后感觉不适，应先放下片刻再行敷上，如使用者的循环系统有毛病，应先请教医生。