

拔伙罐 拔罐器 泰儿康 204

产品名称	拔伙罐 拔罐器 泰儿康 204
公司名称	广州市海珠区圣手经营部
价格	28.00/件
规格参数	产品类别:拔罐器 品牌:泰儿康 货号:204
公司地址	中国 广东 广州市 广州市白云区白云大道北131-1 41田丰广场西楼首层12号
联系电话	86 020 28040456 13424071920

产品详情

产品类别	拔罐器	品牌	泰儿康
货号	204	规格	79*74
箱装数量	30	产地	广州
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是
材质	塑胶	拔罐个数	12

家用拔罐器国际质量管理体系认证：iso9001

家用拔罐器是将现代科技与传统医学融为一体的新型治疗、保健产品。

本品操作简单、使用方便、安全靠，深受客户欢迎。

中国传统拔罐疗法，历史悠久，广为流传，俗称“中医拔罐”。此款家用拔罐器，摒弃了中老拔罐疗法的操作不便、容易烫伤、不安全、施治部位受限和适用范围小等弊端，改传统点火排气为真空抽气，使治疗罐具吸附于体表穴位，形成局部淤血，促使人体经络畅通，祛风除湿、驱寒拔毒、祛病健身。

本品拔罐印色素反映如下：1、罐印紫黑而暗：一般表示供血不足，行经不畅有血淤现象。

2、罐印发紫并伴有斑块：一般表示寒凝血淤症。

3、罐印呈散在紫点状，且深浅不一，表示气滞血淤症。

4、罐印鲜红而艳：一般表示阴虚，气血两虚或阴虚火旺。

5、罐印红而暗：表示血脂高，且有热邪。

- 6、罐印灰白，触而不温，多为虚寒或湿邪。
- 7、罐印表面有皮纹或微痒：表示风邪或湿症。
- 8、罐体内壁有水气：表示该部位有湿气。
- 9、罐印出现水泡，说明体内湿气重，如果水泡内有血水，是湿热毒的反应。

使用方法

- 1、根据病情选好穴位（参考病症取穴）选穴说明如下：

阿是穴是最明显痛点,治疗参考取穴位，位于人体躯干前后正中线，即任、督二脉上的穴位为单一穴位。其它穴位为对称排列。在治疗中均应取双侧穴位。取穴时，可根据治疗参考取穴中所列穴位分成两组，每天一组轮换使用。

- 2、选取适当罐具及舒适的体位（可分为坐位、仰卧、侧卧及俯卧位）

- 3、将选好的罐具顶部活塞上提一下，以保证通气。

- 4、将负压枪口轻轻套住罐具顶部活塞后，垂直快速提拉杆数次，至拔罐内皮肤隆起，病人可耐受为度。

- 5、在不能直接拔罐的部位（如脊椎、腰部）可使用连接器（另购）。连接器安装方法：先将连接器一端的连接杆大头连接备用前嘴的大孔，再将另一端连接杆小头连接负压枪口，使之成为一体，然后前嘴与拔罐有活塞的一头套在一起，再将拔罐放在需要治疗的部位。同4操作将拔罐及附于体表。

- 6、罐具吸附于体表之后，将负压枪口左右轻轻旋动向后退下，轻按一下罐具活塞一防漏气。

- 7、拔罐可分如下几种：

a.留罐法：即将拔罐拔于皮肤后停留10分钟左右，儿童3分钟左右，少女5分钟左右，妇女7分钟左右，皮肤细嫩者可根据人体耐受度为限。待拔罐部位皮肤充血淤血时起罐。若拔罐大而吸拔力强时，可适当缩短留罐的时间。病重、病灶深及疼痛重者拔罐时间可稍长，病轻、病灶浅麻痹性疾患拔罐时间宜短；肌肉较厚处时间可以稍长，肌肉较薄处时间宜短；冬天拔罐时间可稍长，夏天宜短，这是最常用的方法，一般疾病均可采用。

b.走罐法：亦称推罐、行罐。即拔罐前先在所拔部位的皮肤或拔罐口上喷涂中药雾剂通络宁，将拔罐拔住，然后沿着经脉或者需要拔罐的线路来回推拉罐具，至所拔部位的皮肤红润，充血甚或淤血时，将拔罐起下。此法可起到拔罐或刮痧的双重作用，适用于面积较大，皮肤平滑，肌肉丰厚的部位，如脊椎、腰肾、大腿等部位。

c.闪罐法：即将罐拔往后，立即起下，如此反复多次的拔住起下，起下拔住，直至皮肤潮红。本法一般多用于不太平整，容易掉拔罐的部位，以及颜面等不易留淤斑的部位。

- 8、治疗结束时提一下活塞即可。

- 9、疗程；儿童五天，成人七天为一疗程。间隔三日，继续下一疗程。

- 10、拔罐具使用后常规用消毒液、酒精棉擦拭。不可浸泡，水煮或高温处理等。

- 11、罐疗时拔不上，请检查拔罐内胶塞是否严封，负压枪和拔罐连接是否过紧，负压枪和拔罐是否垂直

，负压枪和拔罐提拉时对皮肤压力是否过大。

使用注意事项

- 1、拔罐时要选择适当体位和肌肉丰满、皮肤平滑、没有毛发的部位，根据所需拔罐部位，选取不同规格的罐具，如确实需要在不平部位及毛发部位拔罐，可用和好的面圈垫在拔罐口下面，以防漏气或选取异型拔罐。（另购）皮肤干燥，可先将皮肤湿润后再拔罐。
- 2、患者在初次治疗时，应先选用小拔罐，并小用拔罐，轻刺激。
- 3、罐子拔上后不要移动体位，在使用多拔罐疗法时，拔罐与拔罐之间应保留一定距离，不宜排列过近。
- 4、高热、昏迷、抽搐等急性，危重病人应先明确诊断病情以免延误抢救治疗时机
- 5、起罐后，局部潮红瘙痒不可以乱抓，经几小时或数日后，可消散。
- 6、起罐后局部皮肤出现水泡、水珠、出血点、淤血等现象均属正常治疗反应。水泡轻者只须防止擦破，待其自然吸收即可；水泡较大时，常提示病情较重。可在水泡根部用消毒针刺破放水，敷以消毒纱布以防感染。
- 7、患者精神紧张，饥饿、体位不当、或拔罐吸力过大时，患者有时会突然出现面色苍白，恶心欲吐，多汗心慌，四肢发冷，脉沉细，甚则神志昏迷，唇甲青紫，二便失禁，脉细微欲绝等现象，此为晕罐，应立即起罐，使患者平卧，注意保暖，轻者休息片刻，饮温开水或糖水后可恢复；重者在上述处理后如仍不缓解，可考虑配合其他治疗或采用急救措施。
- 8、拔上拔罐以后，须询问病人感觉怎么样，如有发热、发紧、凉气外出，温暖舒适的感觉都属于正常反应。如病人感觉过紧灼痛。难受可能是吸拔力过大或此处不适宜拔罐，或改用小拔罐。
- 9、拔罐，起罐时应保持室内温暖，避开风口，防止受凉。

不需要麻烦别人，拔罐自己轻松完成。1.帮助身体通行气血，疏通经络

2.本品将罐疗与磁疗有机结合，在罐疗的同时，磁体产生的电磁场也作用于人体经络，协同拔罐时产生的负压作用，更加有效地缓解腰背酸痛等症状。

中医理论认为,人体的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉脉筋骨等组成器官，其相互联系，彼此配合，主要是依靠经络系统的沟通、联络得以实现的。康祝真空穴位拔罐器，采用先进的现代技术手段将抽真空技术应用到中国传统的拔火罐上，使我们在家中也可以自行操作。实践证明，经常拔罐，能使人体打到促进血液循环，生血净血，活血化瘀，疏通经络，扶助正气，驱除病邪，增强免疫功能，强身健体的功效，而且是用于多种需求人群，特别是对“亚健康”人群的使用效果更为显著。可广泛应用于临床治辽及家庭的自我保健。