

磁浮能量仪四季养生仪器疏通经络脚部缓解驱寒身体理疗仪器

产品名称	磁浮能量仪四季养生仪器疏通经络脚部缓解驱寒身体理疗仪器
公司名称	广州美修医疗器械有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	磁达康:41*39*17 SD002:5KG 广州:2021
公司地址	广州市白云区嘉禾街西岭南街32号B栋601
联系电话	18476892676 18102676371

产品详情

- 1、请认真阅读使用说明书，必须遵守使用方法，长时间不用仪器，请拔掉电源；
- 2、仪器平稳放置在地面，不要放置在斜坡等不平坦区域。
- 3、开启仪器时，轻按电源开关红色按钮，灯亮，进入工作状态，开始进行调理。
- 4、每次使用完毕后，请关机，若需换人操作，请10分钟后再开机。
- 5、关机：结束后再次轻按电源开关红色按钮，灯灭，拔下电源插头收好仪器。

6、注：将脚平稳接触仪器工作区域后再启动仪器进行功能输出，治疗结束后先将仪器输出功能关闭，再将双脚离开仪器。

- 7、在工作状态时若中途人体离开仪器，则需关闭电源开关，禁止空载工作。
- 8、同一人调理次数为每天一至两次，间隔时间不低于4小时。
- 9、调理时全身放松，可看书、看报、聊天，但不可来回扭动身体或随意挪动仪器。