

批发供应竹制单孔艾灸架/温灸器/灸具/jm-38

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 批发供应竹制单孔艾灸架/温灸器/灸具/jm-38 |
| 公司名称 | 江门市蓬江区中康医疗器械商行 |
| 价格 | 9.00/件 |
| 规格参数 | 产品类别:温灸器 品牌:中康 货号:jm-38 |
| 公司地址 | 中国广东 江门市 江门中心医院 |
| 联系电话 | 86-07503378884 13702281525 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------|----------|------|
| 产品类别 | 温灸器 | 品牌 | 中康 |
| 货号 | jm-38 | 产地 | 广东江门 |
| 加印LOGO | 可以 | 是否提供加工定制 | 是 |
| 材质 | 竹筒 | 类型 | 便携式 |
| 孔数 | 单孔 | 形状 | 正方形 |

竹制灸盒相对于木质、铜制灸盒密度高、韧性好、强度大，结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品，防霉、防蛀、阻燃、防静电、无副作用，是公认的新世纪的保健材料！

品名:单孔温灸盒材质:纯天然竹木+黑色透气绳子

底座:长9cm 宽8.5cm 高8cm包装:精美彩盒

纯天然竹木内壁制成,将艾条点燃放入艾灸盒内固定在人体身上部位固定温灸.内部设计时尚,配套齐全,实用安全,方便携带,无需手持和砂袋夹持,任何时候随时随地均可使用此宝贝

常规灸疗用：

- 1、顶管：适用于粗细不同的艾条（不要随意旋转）。
- 2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。
- 4、底袪：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。
- 5、橡皮带：套住底袪，固定支架用。

使用说明：

- 1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。
- 2、选好部位，将双股橡皮带系在要熏的部位上，然后将艾架罩在上面，将橡皮带套在灸架两边的底袷上，即可附贴牢固而不脱落。
- 3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。
- 4、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。
- 5、灸治完毕后，将剩余艾条熄灭。