

高端理疗设备 笑康

产品名称	高端理疗设备 笑康
公司名称	人长寿医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	药（械）准字:鲁卫防健准字【2001】第013号 品牌:笑康 型号:oc-4
公司地址	中国 河南 驻马店市驿城区 健康路西段世纪广场南门东侧409号
联系电话	86 0396 2510345 13273961782

产品详情

药（械）准字

鲁卫防健准字【2001】第013号

笑康

型号

oc-4

颈椎牵引器

独具o型气囊和c型气囊两套牵引系统，根据颈椎患处特点，和颈椎生理曲线变直的程度，利用充气调整o型气囊和c型气囊的气压，来改变颈椎直线牵引的力度和曲度牵引的角度，逐步恢复颈椎正常的生理曲线，达到治疗颈椎病的目的。

笑康颈椎牵引器和普通牵引器的区别 患了颈椎病，医生会首选传统直牵式牵引的方法进行治疗，给颈

椎减压，缓解上述症状。可是时间长了就会将颈椎拉直。有的人得了颈椎病，但是生理曲度正常，被直牵一个疗程之后，x光检查颈椎生理曲度消失，生理曲度变直后，导致椎体稳定性下降，从而出现小关节紊乱、微小错位、生理曲度反向等，时间长了还会有更多的颈椎病症状出现。笑康颈椎牵引器特有o型和c型两套牵引系统，运用气动力学原理，根据颈椎患处特点，和颈椎生理曲线变直的程度，利用充气调整o型气囊和c型气囊的气压，来改变颈椎牵引的力度和角度。调整o型气囊的气压，能调整颈椎上下牵引的力度，调整c型气囊的气压，能增减对下巴的顶力，达到调整颈椎前后牵引的角度，逐步恢复颈椎正常的生理曲线，克服了原有颈椎牵引器只能直线牵引，不能曲度牵引的弊端，引导医生和患者早日走出传统牵引的误区。笑康颈椎牵引器采用了五步曲度整脊平衡疗法：1、举升调肩：由于c型气囊中的气压相等，充气后的牵引器产生左右平衡牵引力，既对颈椎进行平衡牵引，又对双肩产生柔性压力，改善肩部血液循环。2、拉伸减压：使椎间隙增宽，椎间孔增大，促进椎间盘的营养吸收和供给，使受压的神经血管还原，抑制骨质增生及椎间盘突出。3、强制复位：使错位的颈椎和小关节紊乱恢复，椎体稳定性增强。4、消肿止痛：缓冲椎间盘组织向周缘的压力，解除颈部肌肉痉挛，松解神经根和周围组织粘连，缓解外突纤维环组织肿痛。5、曲度矫正：使变直、反向的颈椎生理曲度及序列不齐还原，恢复颈椎以往活力

【使用说明】1、先将o型气囊套在颈部，把粘扣粘牢，再将c型气囊放在o型气囊的上面，把两气囊用粘扣粘牢。2、将两个充气阀门拧紧，分别用左右手握住两个充气球，交替对o型气囊和c型气囊进行充气，气囊膨胀托力达到患者感觉力度合适为宜。3、o型气囊为力度牵引气囊，c型气囊为角度调整气囊，调整o型气囊可改变颈椎牵引的力度，调整c型气囊可改变颈椎牵引的角度。颈椎生理曲度变直的患者，适当增加c型气囊的膨胀托力，恢复正常的生理曲线。4、长期伏案工作或操作电脑的人员，可用轻度牵引的办法缓解颈部的不适。5、牵引时间根据病情而定，一般每天2 - 3次，每次20至30分钟。**【注意事项】**1、严重的心脑血管病、出血性倾向、牵引区皮肤损伤者禁用。使用前仔细阅读使用说明书。2、治疗时应缓缓充气，充气不要过猛，出现头晕、眼花、恶心等异常反应时，应缓缓放气，直至异常症状消失。3、在经过一段时间的自我牵引治疗后，症状无缓解或加重者，应停止牵引，及时就医检查。4、病情严重者，应在医生的指导下由专人监护使用；未成年人不宜使用。5、避免气囊接触尖锐物体；牵引器表面有污渍时，可在充气后用软毛刷沾水清洗，不可水泡、用力搓揉或刷洗；长期不使用时，不要把内胆中的气体放净；避免与油类物质接触。**【生产许可证】**鲁食药监械生产许20050120号**【型号规格】**四气囊乳胶型**【包装】**复合袋，1只/盒。