

东莞迪桥洗牙器工厂|冲牙器厂家 Usmile 素士冲牙器

产品名称	东莞迪桥洗牙器工厂 冲牙器厂家 Usmile 素士冲牙器
公司名称	东莞市迪桥科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迪桥 型号:DC5120 产地:东莞
公司地址	长安镇西南朗二路5号1栋301室
联系电话	18899775976

产品详情

型号：DC5120

4种模式可选，柔和、舒适、标准、自定义，通过模式键可选择不同模式。

可先选择模式，再启动。

开放式水箱，易拆卸，便于清洗。

电量显示功能。

在这个刷牙早已普及全民、牙线逐渐融入大众生活的时代，冲牙器近年来努力于夹缝中求生。随着大家的护牙意识的觉醒，冲牙器的接受度也越来越高。

冲牙器适用人群：

- 1、口气困扰严重；
- 2、牙龈；
- 3、佩戴正畸矫正器；
- 4、有蛀牙、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病；
- 5、口腔内有种植牙、义齿；
- 6、口腔术后需要保洁预防感染。

冲牙器使用注意事项：

- 1、如果是初次使用冲牙器的话，建议先选择低档位水压或者是轻柔模式清洁，给牙齿和牙龈一个适应期。如果初次使用出现牙龈的现象，说明牙龈还没有适应水压或者本身就有轻微口腔疾病，一般持续使用1周后会有好转。如果持续超过2周，很有可能有牙周疾病，建议去口腔进行诊治。
- 2、冲牙器喷头多样，有标准喷头、牙菌斑克星喷头、正畸喷头，牙周袋喷头牙刷喷头等，建议针对不同的情况具体使用不同的清洁喷头。建议标准喷头、舌苔清洁喷头每半年更换一次，其他喷头每3个月更换一次。
- 3、日常清洁时，使用清水即可，如果要在冲牙器水箱中加入或其他添加剂，建议添加比例不要超过1:1，使用过后要用清水系统地冲洗水箱。