

# 驱痒器，消肿器 止痒器 止痒频谱仪 照照不再痒 消蚊咬肿

产品名称	驱痒器，消肿器 止痒器 止痒频谱仪 照照不再痒 消蚊咬肿
公司名称	黄淳梦(个体经营)
价格	12.00/件
规格参数	品牌:格瑞特 产品类别:止氧 部位:全身
公司地址	中国 浙江 义乌市 义乌市国际商贸城二期
联系电话	86 0579 13957930131 13868974848

## 产品详情

品牌	格瑞特	产品类别	止氧
部位	全身	规格	13*5*2.5CM
主体材质	塑料	电源方式	交流
工作方式	电动	产地	杭州
箱装数量	100	适用送礼场合	商务馈赠、员工福利

艾普乐止痒频谱仪

宝贝重量：0.08kg

宝贝尺寸：约13\*5\*2.5cm

颜色：颜色多种，发货随机哈！

注意:此款产品，不只是给儿童用，大人更可以用，特别是爱美女性，不小心被蚊虫偷袭成功后，小疙瘩痒痒的，用手去挠的话，淑女形象荡然无存，而且疙瘩周围红红的极不雅观~

夏天正是蚊虫生长和活跃的季节。靠纱窗和灭蚊剂，效果实在有限。被蚊虫叮咬后挠痒过度会感染伤口，留下疤痕，涂上外用药品也不能马上止痒，有些人还会引起皮肤过敏。难道就这样让蚊虫肆无忌惮的骚扰下去？

本仪器适用于蚊子、跳蚤、虱子、蟑螂、蜜蜂等30余种常见昆虫对人体的叮咬。几十秒内杀死细菌，迅速止痒，控制炎症，防止肿块扩大，快速消肿。避免因疼痛、刺痒抓破肌肤而导致皮肤感染,防止昆虫传

播疾病。

原理：

采用特定合成远红外光谱，直接杀死细菌或分解毒素，达到止痒的功效。物理照射疗法，对人体无害。

使用技巧：

将圆形小窗口紧贴在皮肤患处,不能移动,利用热作用。皮肤能承受最大温度时,坚持一下,再迅速移开,刺痒立即消失。

本品小巧轻盈，使用方便，居家生活少不了它，您旅游及野外工作时就更要随身带着它咯！

使用方法：

打开电池盖,取出电池架,按所标的极性装好4节7号电池(需自备哦),盖紧电池盖

(若有附送usb电源线的,请将usb插头插入电脑或充电器的usb接口,另一端插入产品尾部电源插座)

2.向上推动电源开关,开启电源(指示灯亮)将发射口紧贴患处,约15秒钟或有明显的灼热感时再过2-3秒钟关闭电源,症状随即缓解或消失.

若被叮咬后肿块较大或刺痛尚未完全消失,可以按需要重复使用.极大多数人都能感受到刺痛感觉在短短的15秒钟内消失.

注意事项：

1.在被蚊虫叮咬后的皮肤上使用本产品与在没有被蚊虫叮咬的皮肤上使用本产品的感受是完全不同的

2.在使用本产品的过程中会有灼热的感觉,但不会灼伤您的皮肤

3.本产品不用于治疗,治愈或者预防任何疾病,3岁以下儿童或者皮肤极端敏感者请慎用

4.关于电源

a:采用电池供电时,当发射口光线明显变暗淡或灼热感不明显时请更换新电池

b:若采用usb电源线供电,请确认电脑usb接口或充电器的供电能力必须大于300ma.上述充电器与带usb接口的手机充电器或mp3充电器.

5.使用usb电源线供电时,电池不必取出.长时间不用,请取出电池.本产品应放置在不易被儿童触摸到的地方,以免发生意外.