

透明牙科专用假牙清洁牙刷

产品名称	透明牙科专用假牙清洁牙刷
公司名称	扬州市七彩刷业有限公司
价格	2.00/件
规格参数	产品类别:手动 品牌:七彩阳光 适用人群:成人
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏扬州邗江区杭集工业园通洲路36号
联系电话	86 0514 87494555 13813181313

产品详情

产品类别
适用人群

手动
成人

品牌
是否一次性

七彩阳光
否

专业生产口腔保健用品的厂家，我们以“祈祷健康，祈求幸福”为理念，恒心从事口腔用品的研发，生产和销售。不仅积极汲取口腔专家的意见建议，注重产品的深度开发，还有“顾客第一”为宗旨，陆续生产出了不同尺寸的牙间隙刷，满足顾客的多元化的需要。

本品的刷柄经过精心设计，可以在齿缝间多角度的清洁舌苔，和牙齿。在国人舌苔清洁的观念尚待被开发时，国内外的医学媒体，对于舌苔清洁已有许多的建议与实验。但是一般国人的习惯是在清洁牙齿时，直接使用牙刷来洁舌，但牙刷的刷毛并不是专为清洁舌头而设计，反而容易对舌头造成伤害。医师说，如果清洁舌苔，可以清除五倍的细菌，因此每次刷牙时，记得刷舌头30秒，用牙刷可以达到四成的清洁效果，如果用舌板，可以达到七成五。清除口臭，保护味蕾，抑止牙菌斑形成，口气清新笑容更迷人，勤快做好口腔保养，芬芳小颜美人就是你！

我们为什么要用刮舌器？-----人的舌背上常会有食物残留，其中也聚集着丰富的细菌，在口腔的温暖环境下分解发酵，产生口腔异味，也繁殖出更多细菌，可是很多在口腔清洁的同时却往往忽略了重要的舌部清洁。

耐热温度80

刷柄材质：pp+ soft rubber

刷毛材质：尼龙

舌苔刷尺寸大小：长18.5cm*刷柄宽1.5cm*刷头宽2.9cm

带pvc包装尺寸：长21.5cm*宽11cm

包装规格：12套/中盒，12中盒/箱，144套/箱

外箱尺寸：39cm*48.5cm*46cm使用方法：

舌苔清洁及刮除直接用于舌头上，按摩棒用于按摩口腔两侧肌肉。

注意事项：

- 1.请置于幼童无法取得处。
- 2.使用时请小心，勿大力使用，以免受伤。
- 3.使用如有不适感请暂停使用，并前往牙医科检查。

专业生产口腔保健用品的厂家，我们以“祈祷健康，祈求幸福”为理念，恒心从事口腔用品的研发，生产和销售。不仅积极汲取口腔专家的意见建议，注重产品的深度开发，还有“顾客第一”为宗旨，陆续生产出了不同尺寸的牙间隙刷，满足顾客的多元化的需要。

本品的刷柄经过精心设计，可以在齿缝间多角度的清洁舌苔，和牙齿。在国人舌苔清洁的观念尚待被开发时，国内外的医学媒体，对于舌苔清洁已有许多建议与实验。但是一般国人的习惯是在清洁牙齿时，直接使用牙刷来洁舌，但牙刷的刷毛并不是专为清洁舌头而设计，反而容易对舌头造成伤害。医师说，如果清洁舌苔，可以清除五倍的细菌，因此每次刷牙时，记得刷舌头30秒，用牙刷可以达到四成的清洁效果，如果用舌板，可以达到七成五。清除口臭，保护味蕾，抑止牙菌斑形成，口气清新笑容更迷人，勤快做好口腔保养，芬芳小颜美人就是你！

我们为什么要用刮舌器？-----人的舌背上常会有食物残留，其中也聚集着丰富的细菌，在口腔的温暖环境下分解发酵，产生口腔异味，也繁殖出更多细菌，可是很多在口腔清洁的同时却往往忽略了重要的舌部清洁。

耐热温度80

刷柄材质：pp+ soft rubber

刷毛材质：尼龙

舌苔刷尺寸大小：长18.5cm*刷柄宽1.5cm*刷头宽2.9cm

带pvc包装尺寸：长21.5cm*宽11cm

包装规格：12套/中盒，12中盒/箱，144套/箱

外箱尺寸：39cm*48.5cm*46cm使用方法：

舌苔清洁及刮除直接用于舌头上，按摩棒用于按摩口腔两侧肌肉。

注意事项：

- 1.请置于幼童无法取得处。
- 2.使用时请小心，勿大力使用，以免受伤。
- 3.使用如有不适感请暂停使用，并前往牙医科检查。